

MASQUE DE PROTECTION 3-COUCHES MSK3C



Depuis toujours, nous essayons de prendre nos responsabilités - pour notre environnement, nos employés et notre société. Par notre travail, nous nous sommes toujours engagés pour la santé de tous en offrant de la qualité et de la sécurité à nos clients. Nous suivons toujours cette philosophie.

En conséquence, nous nous sommes dirigés vers la protection sanitaire durant cette crise COVID-19 pour offrir des masques réutilisables. Vous en avez reçu un.

Le but des masques est de réduire la transmission de maladie à l'environnement du porteur. Nous souhaitons fournir ce produit au grand public afin que le secteur de la santé puisse recevoir suffisamment d'équipements de protection.

Utilisation :



Veillez toujours suivre les instructions fournies par les autorités officielles de votre pays d'origine. Nous vous recommandons :

1. Ne vous touchez pas le visage lorsque vous portez le masque.
2. N'enlevez pas le masque pendant l'utilisation.
3. Retirez le masque après utilisation sans toucher l'extérieur.
4. Lavez le masque directement après utilisation.



Mise en place :



Retirez le masque de l'emballage et tenez-le par les tours d'oreilles.



Placez une boucle autour de chaque oreille. Pincez le bord rigide à la forme de votre nez.



Tirez le bas du masque sur votre bouche et votre menton.

Fonctionnalités :

Le masque est fait d'un tissu antibactérien et anti-gouttelettes. Il est également résistant aux UV et à la poussière. Vous pouvez ajuster le masque à votre nez en moulant le bord supérieur rigide. Par ailleurs, il est prélavé et prêt à l'emploi.

MISE EN GARDE :



- N'utilisez pas si endommagé !
- Une exposition spéciale peut endommager le masque. Ne l'utilisez pas lorsqu'il est endommagé.
- Jeter de manière adéquate après 50 utilisations. Ne touchez pas l'extérieur du masque.
- Si vous ressentez des symptômes ou troubles de santé, contactez immédiatement un médecin, restez à la maison, si ce n'est pas possible, portez éventuellement un masque et suivez les instructions des autorités.
- Il pourrait y avoir un danger de réactions allergiques. Ne l'utilisez plus si c'est le cas !

Merci de penser à la planète :

Ce masque peut être réutilisé. Vous pouvez le laver jusqu'à 50 fois. La production est certifiée ISO 14001, SA8000 et ISO 9001. Avec ce masque durable, nous nous opposons à la culture jetable des masques à usage unique. Nous sommes fiers de partager avec vous cette mission - merci !

Instructions d'entretien :

Ce masque est fait pour être réutilisé (50 fois). Veuillez traiter votre masque conformément aux exigences suivantes. L'emballage n'est pas réutilisable et n'est pas à des fins de nettoyage. Conserver au sec et pas trop chaud.



Taille et mesures :

Taille	Hauteur	Largeur	Boucle
S-M (Taille 1)	16	21	14
L-XL (Taille 2)	16	23	14

(Mesures en cm, tolérance : +/- 1cm)

Composition :

Extérieur : 100% polyester

Intérieur : 65% polyester, 35% coton

Certification :



Ce masque est labellisé CE sur la base de la directive 93/42 / CEE du Conseil. Le tissu extérieur est testé conformément à AATCC 100-2012. Le tissu intérieur est certifié OEKO-TEX ©.

A noter : Le masque est développé et produit conformément aux directives du ministère vietnamien de la santé (n° 870 / QD-BYT).



Conçu au Danemark, fabriqué au Vietnam, distribué en France par CREE SAS

CREE

Avenue de Champlevert – Z.I. du Recou – 69520 GRIGNY
Tél 04 72 24 08 99 – Fax 04 72 24 25 36 – www.cree.fr

SAS au capital de 80 000€ - R.C.S. Lyon B 302 046 958
N° intracommunautaire : FR 60 302 046 958
Contact : cree@cree.fr

Référence produit : MSK3C
Date d'édition : 13-05-2020