

# Gewa Control Medi Multi

FR: IR/Radio-Émetteur

DE: IR/Radio-Sender

Art.no 429200



ABILIA



# Table des matières/Inhaltsverzeichnis

<b>FR: Manuel français Gewa Control Medi Multi</b> .....	<b>6</b>
Introduction .....	6
Nouveautés et améliorations .....	6
Informations générales sur le Control Medi .....	7
Explication des symboles .....	7
Mise en place des piles .....	8
Indication du niveau d'énergie .....	8
Paramétrages .....	8
Signaux lors de la programmation .....	8
Interruption de la programmation.....	9
Niveaux dans le Control Medi Multi .....	9
Désactivation/Activation du verrouillage des paramètres .....	10
Ouverture/Fermeture d'un niveau.....	10
Enregistrement de canaux infrarouge à partir d'un autre émetteur.....	11
Ajout de canal GewaLink.....	12
Ajout de code 4096.....	13
Copie de touche .....	14
Feedback lorsqu'on appuie sur une touche .....	14
Paramétrage de la temporisation.....	15
Création d'une séquence automatique (Macro).....	15
Répétition de la dernière fonction .....	16
Contrôle direct .....	17
Contrôle par balayage.....	18
Paramétrage du début de balayage .....	18
Paramétrage de la vitesse de balayage .....	18
Paramétrage du cycle de balayage .....	19
Ajout de dispositif GewaRadio (GR) .....	19
Ajout de dispositif GR et programmation de fonction GR sur n'importe quelle touche .....	21
Retrait de dispositif GR.....	22
Zonede canaux.....	23
Marquage de touche .....	24
Fixation du Control Medi .....	24
Sauvegarde et restauration.....	25
Nettoyage .....	25
Paramétrage par défaut de votre Control Medi .....	26

Retour au paramétrage par défaut .....	26
Caractéristiques techniques.....	27
Caractéristiques techniques .....	27
Accessoires fournis avec votre Control Medi Multi .....	27
Autres accessoires pour Control Medi.....	28
Sécurité et responsabilité.....	28
Recyclage des déchets électroniques .....	28
Conformité avec la directive sur les dispositifs médicaux.....	28
Résumé et guide rapide.....	29
<b>DE: Deutsche Bedienungsanleitung Gewa Control Medi Multi .....</b>	<b>33</b>
Einleitung.....	33
Neuigkeiten und Verbesserungen .....	33
Allgemeines über den Control Medi.....	34
Zeichenerklärung.....	34
Einsetzen der Batterien .....	35
Batteriewarnung .....	35
Einstellungen .....	35
Signale bei der Programmierung .....	35
Programmierung abbrechen.....	36
Ebenen beim Control Medi Multi.....	36
Sichern/Entsichern der Einstellungssicherung .....	37
Öffnen/Schließen einer Ebene.....	37
Das Einlesen der IR-Kanäle von einem anderen Sender .....	38
GewaLink-Kanal einspeichern.....	39
Erstellen des 4096-Codes .....	40
Tasten kopieren.....	41
Rückmeldung bei Tastendruck .....	41
Einstellung der Anschlagsverzögerung .....	42
Erstellen von automatischen Sequenzen (Makro) .....	43
Die letzte Funktion wiederholen.....	44
Direktsteuerung .....	44
Steuerung mit Scanner .....	45
Einstellen des Scannstarts .....	45
Einstellen der Scanngeschwindigkeit .....	45
Einstellen der Scannzyklen.....	46
GewaRadio einstellen .....	46
GR-Einheit anschließen und GR-Funktion auf einer Taste nach Wahl programmieren....	48
GR-Einheit abkoppeln .....	49

Kanalbereich.....	50
Beschriftung.....	51
Befestigung des Control Medi.....	51
Back-up und Wiederherstellung (Reset) .....	52
Reinigung.....	52
Grundeinstellung beim Control Medi.....	53
Wiederherstellen der Grundeinstellung .....	53
Technische Daten.....	54
Technische Daten.....	54
Zubehör, das beim Control Medi Multi inbegriffen ist.....	54
Sonstiges Zubehör zum Control Medi .....	54
Sicherheit und Haftung .....	55
Wiederverwertung von Elektronikabfall .....	55
Konformitätserklärung mit der Medizinprodukterichtlinie .....	55
Zusammenstellung Kurzanleitung.....	56

# FR: Manuel français Gewa Control Medi Multi

## Introduction

Le Gewa Control Medi Multi est un émetteur infrarouge programmable qui remplace les télécommandes ordinaires de télévisions, magnétoscopes et chaînes hi-fi. Le Control Medi Multi possède en tout 28 emplacements programmables différents, répartis sur quatre niveaux. Il suffit d'appuyer sur les touches pour envoyer des signaux, et d'appuyer sur la touche *Niveau* pour changer de niveau. Vous pouvez également connecter un commutateur de contrôle externe qui peut contrôler directement une touche de la télécommande.

Le Control Medi Multi comporte une fonction de balayage intégrée pour les personnes qui ne peuvent pas appuyer directement sur les touches.

Le Control Medi Multi comporte également un émetteur GewaRadio (GR) intégré et peut être programmé pour fonctionner avec les récepteurs infrarouge/radio Andromeda de Gewa.

Contrôle Medi fait partie du concept « Gewa Smart House » et peut donc être utilisé avec tous ces produits.

## Nouveautés et améliorations

L'émetteur Gewa Control Medi constitue un nouveau développement par rapport aux précédents émetteurs infrarouge de Gewa. Le Control Medi comporte notamment un nouveau design agréable et une meilleure portée.

Le Control Medi existe en trois modèles différents. Le plus avancé comporte 8 touches et quatre niveaux pour un total de 28 emplacements programmables et la possibilité d'émettre des signaux radio (GewaRadio). Il comporte également une option de balayage intégrée pour les personnes qui ne peuvent pas appuyer directement sur les touches. Le modèle le plus simple comporte deux ou quatre touches (deux pauses différentes).

Lorsque vous appuyez sur une touche, la confirmation est fournie sous forme de vibrations, de son et de lumière.

Le Gewa Control Medi existe dans les variantes suivantes :

Référence	Désignation	Description
429200	Control Medi Multi	Émetteur infrarouge/radio avec fonction de balayage, 8 touches
429220	Control Medi Standard	Émetteur infrarouge, 8 touches
429240	Control Medi Easy	Émetteur infrarouge, 2/4 touches (deux pauses différentes)


## Informations générales sur le Control Medi

Avant d'utiliser votre Control Medi, il y a certaines choses que vous devez savoir :

- Le Control Medi est livré avec des canaux GewaLink installés par défaut, ce qui signifie qu'il est possible d'utiliser l'émetteur immédiatement après insertion des piles. Voir la section *Mise en place des piles*.
- Pour accéder au mode de programmation, appuyez d'abord sur la touche de *Niveau* puis, **simultanément**, sur une touche de *Fonction*. Choisissez les différentes touches de *Fonction* selon la programmation à réaliser.
- Pour annuler un choix ou si quelque chose se passe mal lors de la programmation, vous pouvez toujours appuyer sur la touche de *Niveau* pendant deux secondes. Celle-ci fonctionne alors comme une touche *Annuler*.
- Veillez à ne pas trop tarder entre les différentes étapes de la programmation. Passé un certain délai, le Control Medi quitte automatiquement le mode de programmation pour économiser l'énergie.
- Si une des touches du Control Medi ou du commutateur de contrôle est maintenue enfoncée pendant plus d'une minute, le Control Medi interrompt l'émission du signal pour économiser les piles.
- Les paramètres peuvent être protégés moyennant le verrouillage des paramètres.
- Vous ne pouvez modifier les paramètres qu'aux niveaux qui sont déverrouillés.

La photo montre les différents termes et fonctions qui apparaissent dans le texte.

Fig 1



## Explication des symboles

Les symboles suivants apparaissent dans le texte :

ⓧ et Ⓨ

N'importe quelle touche sur le Control Medi

Ⓨ

N'importe quelle touche sur un autre émetteur à programmer

①... ⑥

Touche 1-6

①!

Touche de *Code*

①-

Touche de *Niveau*

①- 2s

Touche de *Niveau* maintenue enfoncée pendant env. 2 secondes

## Mise en place des piles

Desserrez les vis du couvercle de piles situé à l'arrière du Control Medi avec un tournevis et insérez 3 x piles alcalines de type LR03 (AAA) 1,5 V. Placez les piles conformément aux indications figurant au fond du compartiment de piles. On veillera à utiliser des piles **alcalines** protégées contre les fuites d'acide et possédant une longue durée de vie.



## Indication du niveau d'énergie

Le Control Medi comporte un système intégré d'indication du niveau d'énergie qui vous avertit lorsque le niveau des piles diminue. Une alerte sonore  retentit, composée d'un bip long et de trois bips courts, le tout répété deux fois. Ceci environ 10 secondes après la dernière utilisation de l'émetteur. Les piles doivent alors être remplacées sans délai.

## Paramétrages

Les paragraphes suivants décrivent comment configurer votre Control Medi Multi en fonction des différents choix de paramètres.

Pour accéder au mode de programmation, commencez par appuyer sur la touche de Niveau  puis, simultanément, sur la touche  correspondant au choix de paramètres souhaité (voir ci-dessous). Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », et le voyant situé sur la touche de choix des paramètres clignotera. Un signal « Erreur » retentira en cas d'erreur dans le choix des paramètres.

Appuyez simultanément sur	Choix des paramètres
 + 	Fonction
 + 	Système
 + 	Remise à zéro
 + 	Recherche
 + 	Zwave

Suivent différentes pressions de touches en fonction de la programmation à réaliser, voir les descriptions individuelles ci-dessous.

Veillez à ne pas trop tarder entre les différentes étapes de la programmation. Passé un certain délai, le Control Medi quitte automatiquement le mode de programmation pour économiser l'énergie.

En cas de succès de la programmation, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

## Signaux lors de la programmation

En cours de programmation, le Control Medi réagit sous forme de clignotements et signaux divers.

Signal « Paramétrage »,  (trois tonalités de plus en plus fortes).

Signal « Succès »,  (trois tonalités positives).

Signal « Erreur »,  (huit tonalités négatives).

## Interruption de la programmation

Pour interrompre la programmation, appuyez sur la touche de Niveau  et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes.

## Niveaux dans le Control Medi Multi

Le Control Medi Multi comporte un total de quatre niveaux avec 7 touches programmables. A la livraison, les touches sont programmées par défaut avec les canaux GewaLink 16-39 au niveau 1-4, voir le *Tableau 1*. Vous pouvez utiliser au choix un, plusieurs ou les quatre niveaux ensemble. Quatre voyants indiquent le niveau utilisé (voir la *Figure 1*).

Le Control Medi Multi est livré avec seulement le niveau 1 ouvert, les autres niveaux étant fermés. Pour ouvrir des niveaux supplémentaires, voir la section *Ouverture/Fermeture d'un niveau*.

Quand un seul niveau est ouvert, la touche de Niveau  contient automatiquement un canal, qui est toujours le premier canal du niveau suivant. Cela permet de contrôler les huit fonctions, même si un seul niveau est ouvert. Voir <sup>1</sup> dans le *Tableau 1*.

Lorsque plusieurs niveaux sont actifs, le passage d'un niveau à un autre s'effectue en appuyant sur la touche de Niveau . Chaque pression sur la touche fait avancer d'un niveau.

### Tableau 1 : Paramétrage par défaut des canaux Gewa Link

Le tableau 1 montre les canaux/codes intégrés dans le Control Medi Multi à la livraison.

Emplacement des canaux GewaLink				
Touche sur le Control Medi Multi	Niveau 1-4 (indiqué en rouge)			
	1	2	3	4
 1	16	22	28	34
 2	17	23	29	35
 3	18	24	30	36
 4	19	25	31	37
 5	20	26	32	38
 6	21	27	33	39
 2	Code	Code	Code	Code
 1	22	28	34	16

<sup>1</sup> Si un seul niveau est ouvert la touche de Niveau devient automatiquement un canal. C'est le premier canal du niveau suivant.

<sup>2</sup> Le même code à tous les niveaux.

*N. B. : Le tableau ci-dessus indique l'emplacement des canaux GewaLink à la livraison. Il est possible de choisir une configuration différente des canaux GewaLink, voir Zonede canaux.*

## Désactivation/Activation du verrouillage des paramètres

Afin de protéger les paramètres dans le Control Medi, on peut activer le verrouillage des paramètres.

Lorsque le verrouillage des paramètres est activé, les paramètres sont protégés. Si vous essayez de modifier les paramètres sans avoir déverrouillé, le signal « Erreur » apparaît.

Procédez comme suit pour désactiver/activer le verrouillage des paramètres :

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », et le voyant situé sur la touche 1 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour désactiver le verrouillage des paramètres, ou sur  pour l'activer.
4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

### Désactivation/Activation du verrouillage des paramètres

 + , , puis appuyez sur l'option souhaitée  ou .

 = Déverrouillage.  = Verrouillage.

*Paramétrage par défaut : Déverrouillé*

## Ouverture/Fermeture d'un niveau

Le Control Medi a quatre niveaux différents, ce qui signifie que chaque touche peut avoir quatre fonctions différentes. Vous pouvez choisir les niveaux à ouvrir et donc le nombre de fonctions que chaque touche peut avoir. Vous devez fermer les niveaux qui ne sont pas utilisés.

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », et le voyant situé sur la touche 1 clignotera.
2. Appuyez sur . Le voyant du niveau actuel est désormais allumé.
3. Sélectionnez le niveau à ouvrir ou fermer en appuyant sur .
4. Appuyez sur  pour fermer le niveau choisi ou sur  pour l'ouvrir.  
Le voyant de niveau passe automatiquement au niveau suivant, qui peut ainsi être ouvert ou fermé.
5. Appuyez sur  pendant 2 secondes pour terminer la procédure.
6. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

### Ouverture/Fermeture de niveau

 + , , sélectionnez le niveau avec , puis appuyez sur l'option souhaitée  ou sur , <sup>2 s</sup>.

 = Fermeture.  = Ouverture.

*Paramétrage par défaut : Niveau 1 ouvert*

## Enregistrement de canaux infrarouge à partir d'un autre émetteur

Assurez-vous que les piles des deux émetteurs sont bien chargées. Évitez d'exposer les émetteurs à une lumière intense lors de l'enregistrement (par exemple, au soleil).

Placez les deux émetteurs sur une table avec l'émetteur d'origine orienté vers l'arrière du Control Medi, voir photo.

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », et le voyant situé sur la touche 1 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez le niveau où les canaux doivent être enregistrés avec .
4. Sélectionnez la touche  où le canal est enregistré. Le voyant de la touche sélectionnée s'allume de façon permanente, et un son « clic » retentit.
5. Appuyez sur la touche de l'émetteur d'origine qui doit être enregistrée dans Le Control Medi. et maintenez-la enfoncée. Relâchez-la lorsque le voyant de la touche sélectionnée s'éteint et qu'un son « slap » retentit. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes.  
Si le voyant de la touche sélectionnée est à nouveau allumé en permanence et que vous entendez un « clic », appuyez une ou plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le signal « Succès » apparaisse.

Si c'est le signal « Erreur » qui apparaît, c'est que l'enregistrement a échoué. Renouvelez votre tentative à partir de l'étape 4.

6. Si l'enregistrement de la première touche est un succès, passez aux points 4 et 5 jusqu'à ce que toutes les touches soient enregistrées.
7. Terminez en appuyant sur  pendant 2 secondes.
8. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».
9. Testez maintenant les fonctions enregistrées sur l'appareil à contrôler.



Émetteur d'origine

### Programmation de canaux

 + , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , sélectionnez la touche , continuer ou mettez fin à la procédure  2 s.

**Important !** Si un seul niveau est utilisé, la touche de Niveau devient automatiquement la première touche du niveau suivant, voir le *Tableau 1*. Cela signifie qu'il est tout à fait possible d'enregistrer un canal infrarouge sur la touche de Niveau, mais seulement lorsqu'un seul niveau est ouvert.

## Ajout de canal GewaLink

Le Control Medi Multi est livré avec les canaux GewaLink 16-39 (voir le *Tableau 1*). Pour utiliser un autre canal GewaLink sur une touche donnée, vous pouvez ajouter le canal GewaLink choisi comme suit :

- Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 1 clignotera.
- Appuyez sur , puis sur . Le voyant du niveau actuel se met à clignoter.
- Sélectionnez le niveau où le canal GewaLink doit être inséré avec .
- Sélectionnez la touche  où le canal GewaLink doit être enregistré.
- Sélectionnez la **Zone de canaux**,  = GewaLink 00 – 63.  = GewaLink 64 – 127.
- Sélectionner le **groupe de canaux**, comme indiqué dans le *Tableau 2* ci-dessous.
- Appuyez sur la **touche** correspondant au canal GewaLink souhaité dans le groupe de canaux sélectionné comme indiqué dans le *Tableau 2* ci-dessous.
- En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

**Tableau 2 : Groupe de canaux et touche pour ajouter le canal GewaLink**

<b>Zone de canaux : GewaLink 00-63</b>								
Touche	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 
	00	08	16	24	32	40	48	56
	01	09	17	25	33	41	49	57
	02	10	18	26	34	42	50	58
	03	11	19	27	35	43	51	59
	04	12	20	28	36	44	52	60
	05	13	21	29	37	45	53	61
	06	14	22	30	38	46	54	62
	07	15	23	31	39	47	55	63
<b>Zone de canaux : GewaLink 64-127</b>								
Touche	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 	Groupe de canaux 
	64	72	80	88	96	104	112	120
	65	73	81	89	97	105	113	121
	66	74	82	90	98	106	114	122
	67	75	83	91	99	107	115	123
	68	76	84	92	100	108	116	124
	69	77	85	93	101	109	117	125
	70	78	86	94	102	110	118	126
	71	79	87	95	103	111	119	127

### Ajout de canal GewaLink

 + , , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , sélectionnez la **zone de canaux**, sélectionnez le **groupe de canaux**, sélectionnez le canal GewaLink.

Voir le *Tableau 2* pour le choix du groupe de canaux et le canal GewaLink.

Exemple : Vous voulez ajouter le canal GewaLink 28 sur une touche donnée .

 + , , , sélectionnez le niveau, , , , .



## Ajout de code 4096

+ , , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , appuyez sur ou sur 12 fois.

= position Arrêt. = position Marche.

*Paramétrage par défaut : Code aléatoire*

## Copie de touche

Le Control Medi permet de copier une fonction de touche sur une autre touche. N. B. : Le code/canal demeure également à son emplacement d'origine.

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 1 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez le niveau avec et appuyez sur la touche à partir de laquelle le code doit être copié.
4. Sélectionnez le niveau sur lequel vous voulez copier le code avec . Appuyez sur la touche sur laquelle vous souhaitez copier le code.
5. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

## Copie de touche

+ , , sélectionnez le niveau et la touche à copier , sélectionnez le niveau et la touche sur laquelle vous souhaitez copier le code.

## Feedback lorsqu'on appuie sur une touche

Le Control Medi fournit toujours un feedback sous forme de signaux lumineux lorsque vous appuyez sur une touche. Ce feedback peut aussi prendre la forme d'un signal audio et de vibrations. Il est possible de choisir un feedback sous ces trois formes simultanément, ou de désactiver certaines d'entre elles (hormis les signaux lumineux).

Procédez comme suit pour effectuer le Paramétrage du signal sonore et des vibrations :

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 2 clignotera.
2. Appuyez sur .
- 3a. Volume sonore :  
Appuyez sur pour diminuer le volume, appuyez sur pour l'augmenter. Appuyez jusqu'à atteindre le volume souhaité.  
*et/ou :*
- 3b. Intensité des vibrations :  
Appuyez sur pour diminuer le niveau des vibrations, appuyez sur pour l'augmenter. Appuyez jusqu'à atteindre le niveau souhaité.

4. Terminez en appuyant sur  pendant 2 secondes.
5. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

### Paramétrage de la force du signal sonore et des vibrations

 + , , sélectionnez le paramètre, <sup>2s</sup>.

 = Baisser le volume.

 = Augmenter le volume.

 = Réduire les vibrations.

 = Augmenter les vibrations.

*Paramétrage par défaut : Signal sonore = 1 (0 – 5) Vibrations = 1 (0 – 5)*

### Paramétrage de la temporisation

Le Control Medi permet de régler la temporisation en cas de pression sur les touches ou sur les commutateurs de contrôle, autrement dit la durée pendant laquelle il convient d'appuyer sur une touche ou un commutateur de contrôle pour activer la fonction correspondante. La temporisation peut être réglée de 1 à 4, où 1 correspond à aucun délai (désactivée), et 4 correspond au délai maximum (1 seconde).

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 2 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur la valeur souhaitée pour sélectionner la temporisation.  signifie temporisation désactivée et  signifie temporisation max.
4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

### Paramétrage de la temporisation

 + , , sélectionnez le paramètre.

 = 0 s.  = 0,3 s.  = 0,6 s.  = 1 s.

*Paramétrage par défaut : Temporisation = OFF (0 s)*

### Création d'une séquence automatique (Macro)

Le Control Medi permet d'envoyer des séquences. Par pression sur **une seule** touche, Le Control Medi effectue automatiquement une série d'actions sur plusieurs touches. Par exemple, pour se rendre à une page de télétexte, il faut généralement réaliser au moins quatre clics. Ces 4 actions peuvent être programmées de sorte qu'une seule pression de touche soit nécessaire. Parmi les autres applications envisageables, citons la composition d'un numéro de téléphone à plusieurs chiffres moyennant une seule touche, ou l'interruption du son du téléviseur lorsque vous répondez au téléphone. Le Control Medi peut aussi apprendre à changer de niveau et se rappeler combien de temps il faut appuyer sur les touches, vous pouvez transmettre un maximum de 1 minute. Des séquences déjà programmées peuvent à leur tour faire partie d'une nouvelle séquence.

Vous pouvez toujours interrompre la transmission d'une séquence en appuyant sur n'importe quelle autre touche.

Lors de la programmation d'une séquence, Le Control Medi transmet en même temps ce qui figure sur la touche. La programmation est limitée à un maximum de 50 actions sur des touches par séquence. N. B. : La touche censée recevoir la séquence ne doit pas faire partie de celle-ci.

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 1 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur les touches qui doivent constituer la séquence.
5. Appuyez sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 1 clignotera.
6. Appuyez sur .
7. Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
8. Sélectionnez le niveau  où la séquence doit être mémorisée.
9. Sélectionnez la touche  où la séquence doit être mémorisée.
10. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

### Ajout de Macro

 + , , , créez la séquence,  + , , , sélectionnez le niveau et la touche  où enregistrer la séquence.

*Max 60s/pression, 50 pressions*

### Répétition de la dernière fonction

Le Control Medi Multi peut comporter un bouton qui répète la dernière fonction envoyée.

Procédez comme suit pour associer la répétition de la dernière fonction à la touche de votre choix :

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 2 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner le niveau souhaité.
4. Appuyez sur la touche souhaitée  au niveau choisi.
5. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

Pour supprimer la répétition de la dernière fonction, il convient de réinitialiser la touche, voir *Réinitialisation des paramètres par défaut, réinitialisation d'une touche*.

### Répétition de la dernière fonction

 + , , sélectionnez le niveau et la touche .

*Paramétrage par défaut : DÉSACTIVÉ (aucun)*

## Contrôle direct

Le Control Medi peut contrôler directement une touche à l'aide d'un commutateur de contrôle externe. Vous pouvez choisir la touche à activer lorsque vous appuyez sur le commutateur de contrôle.

Un commutateur de contrôle avec une fiche de 3,5 mm est connecté à la prise située sur le côté du Control Medi.

Utilisez la procédure suivante pour activer/désactiver le contrôle direct :

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 2 clignotera.

2. Appuyez sur .

3a. Activation du contrôle direct.

Appuyez sur , et appuyez sur le bouton  à activer en appuyant sur le commutateur de contrôle.

ou :

3b. Appuyez sur  pour désactiver le contrôle direct (réactiver la fonction de balayage).

4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

### Activation/désactivation du contrôle direct

Activation du contrôle direct :  + , , , sélectionnez la touche .

Activation du contrôle direct :  + , , .

Paramétrage par défaut : *DÉSACTIVÉ (aucun)*

## Contrôle par balayage

Avec le Control Medi, il est possible de connecter un commutateur de contrôle externe qui lance un balayage, ce qui permet de contrôler 28 fonctions différentes dans son environnement, par exemple, l'aspiration/soufflage uniquement. Vous pouvez configurer divers paramètres relatifs au balayage, comme la vitesse de balayage, le nombre de cycles de balayage et le début du balayage.



Un commutateur de contrôle avec une fiche de 3,5 mm est connecté à la prise située sur le côté du Control Medi Multi.

### Paramétrage du début de balayage

Avec le Control Medi, il est possible de choisir par où commencer le balayage depuis n'importe quelle touche, quel que soit le niveau. Un des avantages du fait de lancer le balayage au niveau de la touche de *Niveau*, c'est que vous atteignez plus rapidement une touche spécifique. Procédez comme suit pour effectuer le paramétrage du début de balayage :

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 4 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche souhaitée .
4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

#### Paramétrage du début de balayage

 + , , sélectionnez la touche .

*Paramétrage par défaut : Touche 1*

### Paramétrage de la vitesse de balayage

La vitesse de balayage peut être programmée de 0,1 à 5,0 secondes. Par défaut, la vitesse de balayage est fixée à environ 1,5 s à la livraison. Procédez comme suit pour paramétrer la vitesse de balayage :

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 4 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour réduire ou sur  pour augmenter la vitesse de balayage. La vitesse actuelle est affichée sur la touche 1 ou 2. Appuyez jusqu'à atteindre la vitesse souhaitée (Appuyez sur  pour afficher la vitesse.)
4. Appuyez sur  pendant 2 secondes pour enregistrer.
5. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

#### Paramétrage de la vitesse de balayage

 + , , puis appuyez sur l'option souhaitée  2 s

 = Diminution       = Augmentation

*Paramétrage par défaut : 1,5 seconde*

## Paramétrage du cycle de balayage

Il est possible de déterminer le nombre de cycles que le Control Medi Multi doit effectuer lors du balayage. L'intervalle entre le moment où le balayage commence et son retour à la position initiale constitue un cycle, dès lors qu'aucune sélection n'a eu lieu. Il est possible de choisir de 1 à 4 cycles. Procédez comme suit pour sélectionner le nombre de cycles :

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 4 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  jusqu'à  pour sélectionner le nombre de cycles.
4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

### Paramétrage du nombre de cycles de balayage

 + , , paramétrez ensuite le nombre de cycles  sur .

*Paramétrage par défaut : 2 cycles*

## Ajout de dispositif GewaRadio (GR)

Le Control Medi Multi permet de contrôler les choses avec un dispositif GewaRadio (GR).

Le dispositif GR en question peut être récepteur radio (récepteur GR) ou un émetteur radio (émetteur GR) de la gamme Abilia ou un interrupteur et ou une prise murale de la gamme Schneider (Connect) et Merten (System M).

Avant d'ajouter des commandes GR, il convient de tenir compte des éléments suivants :

- Les dispositifs à contrôler sont le dispositif Gewa Andromeda, et les interrupteurs et les prises Schneider (Connect) et Merten (System M).
- Nous vous recommandons de toujours commencer par réinitialiser les dispositifs GR (retirer les unités GR) avant de les ajouter dans le Control Medi. Une fois qu'un dispositif GR est programmé, il n'est plus possible de l'ajouter sans la réinitialiser au préalable.
- Le Control Medi Multi doit toujours agir comme émetteur primaire, ce qui signifie qu'il faut d'abord programmer le Control Medi Multi, puis ajouter les autres émetteurs GR. Pour ajouter un autre émetteur GR, il est recommandé de suivre le manuel GR.
- Une fois le Control Medi Multi programmé avec des dispositifs GR, il convient de systématiquement faire une copie de sauvegarde pour conserver tous les paramètres. Vous pouvez toujours utiliser la sauvegarde pour un autre Control Medi Multi et ainsi recréer les mêmes fonctions.
- Si le Control Medi Multi s'éteint ou cesse de fonctionner, les autres émetteurs GR programmés dans le système prennent le relais. Si le Control Medi Multi est remplacé par un autre Control Medi Multi, il faut utiliser la sauvegarde pour que le nouveau Control Medi Multi fonctionne dans le même système.

Pour pouvoir ajouter des commandes GR, il convient de comprendre le vocabulaire suivant :

***Ajout de dispositif GR (Inclure)***

Ajout de dispositif GR au Control Medi Multi à contrôler.

***Retrait de dispositif GR (Exclure)***

Retrait du dispositif GR du Control Medi Multi (recommandé si un dispositif GR est présent).

***Interrupteur marche/arrêt (interrupteur binaire)***

Fonction marche/arrêt. Deux boutons, un pour « Arrêt » et un pour « Marche ».

***Interrupteur sur Arrêt (Basic Off)***

***Interrupteur sur Marche (Basic On)***

***Commutation de l'interrupteur (Switch Toggle)***

Fonction marche/arrêt. Une touche pour « Arrêt » et « Marche » à la fois.

***Fermeture des fenêtres (Window Covering)***

Fonctions de contrôle de volets, de stores, de persiennes, auvents (haut, bas et arrêt).

***Interrupteur multi-niveaux (Switch Multi level)***

Une fonction de réglage de la luminosité avec des touches pour augmenter ou diminuer celle-ci.

***Commutation de l'interrupteur multi-niveaux (Switch Multi Level Toggle)***

Fonction marche/arrêt dans laquelle « Marche » est le dernier niveau d'intensité sélectionné.

***Plusieurs canaux (Multi Channel)***

Un dispositif GR doit parfois contrôler plusieurs canaux. Par exemple, il peut s'agir de contrôler deux ou plusieurs relais.

***Confirmation***

Le Control Medi Multi confirme si une fonction GR est exécutée ou non. Si la fonction n'a pas été exécutée, un signal sonore « Non exécutée » retentit. La confirmation tarde généralement quelques secondes. Cela peut notamment s'avérer utile lorsque l'on souhaite allumer une lampe dans une autre pièce. Si la fonction souhaitée a été exécutée, aucun signal n'est perçu ; autrement dit, l'émetteur demeure silencieux dès lors que la lampe est allumée.

## **Ajout de dispositif GR et programmation de fonction GR sur n'importe quelle touche**

Pour que le Control Medi Multi puisse utiliser les signaux GR, il faut le paramétrer en conséquence. Il convient d'ajouter le dispositif GR à contrôler, choisir le niveau et la touche à utiliser, puis la fonction à réaliser.

Procédez comme suit pour associer un dispositif GR et une fonction GR à la touche de votre choix :

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 5 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner le niveau souhaité.
4. Appuyez sur la touche souhaitée  au niveau choisi.
5. Placez le récepteur en mode Inclure, reportez-vous au manuel correspondant.
6. Si le contact est établi avec les dispositifs GR, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». Si le signal « Succès » apparaît, passez au point suivant, sinon commencez par l'étape 1.
7. Si le destinataire comporte plusieurs canaux (Multi Channel). Appuyez sur  puis sélectionnez le canal du récepteur qui doit être utilisé  sur . En l'absence de toute sélection, le canal 1 est utilisé. (Si le récepteur comporte plusieurs canaux, un signal d'erreur apparaît si vous appuyez sur ).
8. Selon le type de récepteur radio à ajouter, différents choix sont envisageables :
  - 8a. Pour la fonction Interrupteur (Switch Binary) :

Appuyez sur la touche  pour obtenir la fonction souhaitée ;

    -  = Interrupteur Arrêt (Basic Off)
    -  = Interrupteur Marche (Basic On)
    -  = Commutation de l'interrupteur (Switch Toggle)

Ou :
  - 8b. Pour la fermeture des fenêtres (Window Covering) :

Appuyez sur la touche  pour obtenir la fonction souhaitée ;

    -  = Fermeture (Close)
    -  = Ouverture (Open)
    -  = Arrêt (Stop)

Ou :
  - 8c. Pour la fonction Variateur (Switch Multi level) :

Appuyez sur la touche  pour obtenir la fonction souhaitée ;

    -  = Variateur Arrêt (Dimmer Off)
    -  = Variateur Marche (Dimmer On)
    -  = Commutation de l'interrupteur (Switch Multi level Toggle)
    -  = Variateur plus sombre (Level -)
    -  = Variateur plus clair (Level +)

9. Si la programmation de la première touche a réussi, vous pouvez passer au point 4 pour programmer d'autres touches.
10. Terminez en appuyant sur  pendant 2 secondes.
11. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».
12. Testez maintenant les fonctions enregistrées sur l'appareil à contrôler.

## Ajout de fonction GR

### Pour la fonction Interrupteur

 + , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , placez l'appareil contrôlé en mode Inclure (au niveau du récepteur multicanaux : appuyez sur , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, continuez ou interrompez la procédure  2 s.

 = Interrupteur Arrêt       = Interrupteur Marche       = Commutation de l'interrupteur

### Pour la fermeture des fenêtres

 + , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , placez l'appareil contrôlé en mode Inclure (au niveau du récepteur multicanaux : appuyez sur , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, continuez ou interrompez la procédure  2 s.

 = Fermeture       = Ouverture       = Arrêt

### Pour la fonction Variateur

 + , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , placez l'appareil contrôlé en mode Inclure (au niveau du récepteur multicanaux : appuyez sur , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, continuez ou interrompez la procédure  2 s.

 = Variateur Arrêt       = Variateur Marche       = Commutation de l'interrupteur  
 = Variateur plus sombre       = Variateur plus clair

## Retrait de dispositif GR

Utilisez la procédure suivante pour retirer (Exclure) un dispositif GR du système:

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 5 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Placez le dispositif GR à retirer en mode Exclure, reportez-vous au manuel correspondant.
4. Si le contact est établi avec les dispositifs GR, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

## Retrait de dispositif GR

 + , , placez le dispositif GR en mode Exclure.

## Zonede canaux

Le Control Medi permet de définir différentes zones de canaux dans lesquelles l'émetteur doit fonctionner. Une fois le paramétrage effectué, les canaux paramétrés finissent par disparaître, et un nouveau code aléatoire est ajouté à la touche de Code .

Normalement, il n'est pas nécessaire de modifier la zone de canaux. Si plusieurs émetteurs GewaLink doivent être utilisés dans la même zone et que vous ne voulez PAS utiliser le même équipement, il peut être nécessaire d'utiliser différentes zones de canaux.

Le Tableau 3 montre les différents paramétrages envisageables.

**Tableau 3 : Zones de canaux**

	Zone de canaux, canaux GewaLink					
	00-23 	16-39 	32-55 	56-79 	80-103 	104-127 
Niveau 1	00-05	16-21	32-37	56-61	80-85	104-109
Niveau 2	06-11	22-27	38-43	62 <sup>1</sup> -67	86-91	110-115
Niveau 3	12-17	28-33	44-49	68-73	92-97	116-121
Niveau 4	18-23	34-39	50-55	74-79	98-103	122-127

<sup>1</sup> Le canal 62 est un code d'arrêt et ne peut pas contrôler de fonction. Vous pouvez toutefois programmer des canaux/codes sur cette touche, et celle-ci à son tour peut commander une fonction.

Procédez comme suit pour sélectionner une zone de canaux :

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 2 clignotera.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez la zone de canaux  à  selon le tableau 3 ci-dessus.
4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

### Paramétrage de la zone de canaux

 + , , sélectionnez la zone de canaux.

 = 00-23,  = 16-39,  = 32-55,  = 56-79,  = 80-103,  = 104-127

*Paramétrage par défaut : Canal GewaLink 16-39*

## Marquage de touche

A la livraison, les touches comportent des chiffres. Ce marquage peut être changé et remplacé par un marquage sur mesure. Sur le site Internet d'Abilia, il est possible de personnaliser ce marquage à l'aide d'étiquettes prêtes à l'emploi comportant les symboles et les textes appropriés.

Vous pouvez également télécharger ces étiquettes. L'étiquette est imprimée sur film transparent ou sur papier blanc et insérée dans la pochette du Control Medi. Avant le marquage, il convient de retirer la protection de touche.

Pour ce faire, saisissez le milieu de la protection et soulevez vers le haut, comme illustré.

Le Control Medi est également livré avec une feuille A4 pour les notes.



## Fixation du Control Medi

La présence de pieds en caoutchouc permet de stabiliser le Control Medi sur une surface plane. Le Control Medi peut également être équipé d'un clip (accessoire) afin de le transporter accroché à la ceinture ou dans la poche.

Parmi les accessoires en option, figure un support qui peut être fixé sur le Control Medi. Ce support peut être assemblé avec un dispositif de serrage permettant un montage sur une table ou fixé à un tube. Le support peut également être monté sur un pied à roulettes.



Une autre option consiste à porter le Control Medi autour du cou. Le Control Medi est livré avec une bandoulière.

Procédez comme suit pour fixer la bandoulière :

1. Dévissez le couvercle des piles.
2. Placez la partie fine de la bandoulière dans la rainure entourant le réceptacle des vis.
3. Revissez le couvercle des piles.
4. Ajustez la longueur de la bandoulière.

### Attention !

Le verrou de chaîne est un dispositif de sécurité destiné à empêcher l'étranglement. Vérifiez que les extrémités de la bandoulière sont faciles à détacher, par exemple si l'émetteur se prend dans quelque chose. Ne jamais faire de nœuds sur la bandoulière !



## Sauvegarde et restauration

Vous pouvez connecter le Control Medi à un ordinateur pour effectuer une sauvegarde ou pour restaurer l'émetteur avec une sauvegarde enregistrée. Utilisez l'interface Control Tool USB (vendue séparément). Ce logiciel peut être téléchargé à partir du site Abilia.

[www.abilia.org.uk](http://www.abilia.org.uk). Voir les instructions sur le site.

## Nettoyage

Le Control Medi peut être nettoyé avec un coton-tige imbibé d'alcool à 90°, de chlorhexidine ou d'éthanol.

Le Control Medi peut aussi être nettoyé avec **un chiffon humide** trempé dans l'eau avec un peu de détergent. Essuyer avec un chiffon sec après nettoyage.

### Attention !

Aucun autre désinfectant peut être utilisé, hormis l'alcool à 90°, la chlorhexidine ou l'éthanol.

Ces fluides sont inflammables, manipulez-les avec précaution !



## Paramétrage par défaut de votre Control Medi

A la livraison, le Control Medi Multi est paramétré par défaut comme suit :

- La temporisation est paramétrée sur **DÉSACTIVÉE**
- Feedback, le volume sonore est paramétré sur 1 (0 – 5)
- Feedback, la force des vibrations est paramétrée sur 1 (0 – 5)
- Seul le niveau 1 est ouvert, les autres niveaux sont fermés
- Les canaux GewaLink 16-39 sont insérés au niveau 1-4
- Un code aléatoire sur la touche
- Le balayage démarre de la touche 1 au niveau 1
- La vitesse de balayage est fixée à 1,5 seconde
- Le nombre maximum de cycles de balayage est fixé à 2

### Retour au paramétrage par défaut

Avec le Control Medi, il est possible de réinitialiser une touche, toutes les touches d'un niveau, ou l'ensemble de Control Medi avec le paramétrage par défaut. Voir dans le *Tableau 1 Paramétrage par défaut des canaux GewaLink* les canaux qui sont disponibles après une réinitialisation. Les autres paramètres sont également rétablis dans leur valeur par défaut, voir ci-dessus.

Procédez comme suit pour réinitialiser :

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 3 clignotera.
- 2a. Réinitialisation **d'une touche** :  
Appuyez sur .  
Sélectionnez un niveau avec .  
Sélectionnez le bouton à réinitialiser.  
*ou :*
- 2b. Réinitialisation **de toutes les touches d'un niveau** :  
Appuyez sur .  
Sélectionnez un niveau avec .  
Appuyez sur .  
*ou :*
- 2c. Réinitialisation des **paramètres d'usine** (toutes les touches à tous les niveaux) :  
Appuyez sur .  
Appuyez dans l'ordre indiqué sur les touches suivantes , , .
3. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ».

### Retour au paramétrage par défaut

Réinitialisation d'une touche :

+ , , sélectionnez un niveau avec , sélectionnez la touche .

Réinitialisation d'un niveau :

+ , , sélectionnez un niveau avec , .

Retour au paramétrage d'usine :

+ , , , , .

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Consommation énergétique au repos :	env. 4 $\mu$ A
Consommation énergétique en mode balayage :	env. 8 mA
Consommation énergétique en mode émission :	env. 40 mA (canal GewaLink)
Type de commutateur de contrôle d'entrée	Fiche télé 3,5 mm 2 pôles
Autonomie de la batterie (en mode balayage uniquement) :	env. 1 an (100 balayages/jour et 100 s émission/jour avec canal GewaLink)
Autonomie de la batterie (en utilisant uniquement des touches)	env. 2 ans (100 s émission/jour avec canal GewaLink)
Emplacements de programmation :	28 u
Sensibilité du clavier :	<160 grammes
Portée :	40-50 m (canaux GewaLink)
Norme EMC d'émission : "           immunité :	EN 301 489-3 V1.4.1:2002, EN(IEC) 61000-6-2:2005, EN(IEC) 61000-6-3:2007, certaines parties de EN 300 220-2 V2.3.1:2010
Connexion PC :	Via l'interface Control Tool USB 429252
Dimensions physiques (L x P x H) :	100 x 55 x 22 mm, avec pieds en caoutchouc
Poids avec piles :	105 grammes
Plage de température (sans les piles) :	-20°C – +45°C

### Accessoires fournis avec votre Control Medi Multi

Référence	Désignation	Description	Nombre
429255	Control Medi Labelling 8	Étiquetage des touches	1 u
-	Feuille de note	Feuille A4 pour noter les canaux programmés	1 u
429257	Control Medi Keyguard 8	Protections pour 8 touches	1 u
890410	Bandoulière		1 u
8375	Pile	LR03 1,5V	3 u

## **Autres accessoires pour Control Medi**

<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>	<b>Description</b>
429249	Control Medi Holder 6 mm Hole	Pour la fixation du Control Medi sur divers pieds avec trou de 6 mm
429250	Control Medi Holder 10 mm Pipe	Pour la fixation de Control Medi sur des tubes de 10 mm
429251	Control Medi Belt Clip	
429252	Control Tool USB interface	Adaptateur pour connecter Control Medi à un PC

## **Sécurité et responsabilité**

Abilia AB a développé un système d'analyse des risques produits par rapport à la norme SS-EN 14971 pour les dispositifs médicaux. Le manuel du produit et les spécifications techniques sont conçus dans l'optique des évaluations de sécurité réalisées dans ce document.

Pour la mise en service et l'utilisation quotidienne du produit, il convient de toujours garder la sécurité à l'esprit. Dans un manuel d'utilisateur, il n'est pas possible de décrire tous les modes d'utilisation proscrits pour un produit. Si vous ne savez pas si vous avez configuré ou commencé à utiliser correctement le produit, nous vous conseillons de contacter votre fournisseur.

Abilia AB décline toute responsabilité vis-à-vis des dommages, des dommages indirects ou résultant de l'utilisation, d'une utilisation abusive, d'un manque de suivi, d'un mauvais paramétrage, d'une mauvaise installation ou de tout autre problème similaire. La responsabilité financière d'Abilia AB est dans tous les cas limitée à la valeur du produit considéré.

## **Recyclage des déchets électroniques**

Le Control Medi contient des composants électroniques qui doivent être recyclés après la durée de vie du produit. Déposez celui-ci dans un centre de recyclage pour l'élimination des déchets électroniques.



## **Conformité avec la directive sur les dispositifs médicaux**

Le Control Medi est commercialisé à titre d'aide technique pour les personnes handicapées et satisfait aux critères de la directive 93/42/CE sur les dispositifs médicaux. Cela inclut notamment les critères pertinents concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

## Résumé et guide rapide

### Désactivation/Activation du verrouillage des paramètres

+ , , puis appuyez sur l'option souhaitée ou .

= Déverrouillage. = Verrouillage.

*Paramétrage par défaut : Déverrouillé*

### Ouverture/Fermeture de niveau

+ , , sélectionnez le niveau avec , puis appuyez sur l'option souhaitée ou sur , <sup>2s</sup>.

= Fermeture. = Ouverture.

*Paramétrage par défaut : Niveau 1 ouvert*

### Programmation de canaux

+ , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , sélectionnez la touche , continuer ou mettez fin à la procédure <sup>2s</sup>.

### Ajout de code 4096

+ , , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , appuyez sur ou sur 12 fois.

= position Arrêt. = position Marche.

*Paramétrage par défaut : Code aléatoire*

### Copie de touche

+ , , sélectionnez le niveau et la touche à copier , sélectionnez le niveau et la touche sur laquelle vous souhaitez copier le code.

### Paramétrage de la force du signal sonore et des vibrations

+ , , sélectionnez le paramètre, <sup>2s</sup>.

= Baisser le volume. = Augmenter le volume.

= Réduire les vibrations. = Augmenter les vibrations.

*Paramétrage par défaut : Signal sonore = 1 (0 – 5) Vibrations = 1 (0 – 5)*

### Paramétrage de la temporisation

+ , , sélectionnez le paramètre.

= 0 s. = 0,3 s. = 0,6 s. = 1 s.

*Paramétrage par défaut : Temporisation = OFF (0 s)*

## Ajout de Macro

**[Menu] + [1], [4], [1]**, créez la séquence, **[Menu] + [1], [4], [2]**, sélectionnez le niveau et la touche **[X]** où enregistrer la séquence.

*Max 60s/pression, 50 pressions*

## Répétition de la dernière fonction

**[Menu] + [2], [5]**, sélectionnez le niveau et la touche **[X]**.

*Paramétrage par défaut : DÉSACTIVÉ (aucun)*

## Activation/désactivation du contrôle direct

Activation du contrôle direct : **[Menu] + [2], [3], [2]**, sélectionnez la touche **[X]**.

Activation du contrôle direct : **[Menu] + [2], [3], [1]**.

*Paramétrage par défaut : DÉSACTIVÉ (aucun)*

## Paramétrage de la zone de canaux

**[Menu] + [2], [4]**, sélectionnez la zone de canaux.

**[1]** = 00-23, **[2]** = 16-39, **[3]** = 32-55, **[4]** = 56-79, **[5]** = 80-103, **[6]** = 104-127

*Paramétrage par défaut : Canal GewaLink 16-39*

## Paramétrage du début de balayage

**[Menu] + [4], [3]**, sélectionnez la touche **[X]**.

*Paramétrage par défaut : Touche 1*

## Paramétrage de la vitesse de balayage

**[Menu] + [4], [1]**, puis appuyez sur l'option souhaitée **[Menu]**<sup>2 s</sup>

**[1]** = Diminution      **[2]** = Augmentation

*Paramétrage par défaut : 1,5 seconde*

## Paramétrage du nombre de cycles de balayage

**[Menu] + [4], [2]**, paramétrez ensuite le nombre de cycles **[1]** sur **[4]**.

*Paramétrage par défaut : 2 cycles*

## Ajout de fonction GR

### Pour la fonction Interrupteur

+ , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , placez l'appareil contrôlé en mode Inclusion (au niveau du récepteur multicanal) : appuyez sur , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, continuez ou interrompez la procédure 2 s.

= Interrupteur Arrêt      = Interrupteur Marche      = Commutation de l'interrupteur

### Pour la fermeture des fenêtres

+ , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , placez l'appareil contrôlé en mode Inclusion (au niveau du récepteur multicanal) : appuyez sur , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, continuez ou interrompez la procédure 2 s.

= Fermeture      = Ouverture      = Arrêt

### Pour la fonction Variateur

+ , , sélectionnez le niveau avec , sélectionnez la touche , placez l'appareil contrôlé en mode Inclusion (au niveau du récepteur multicanal) : appuyez sur , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, continuez ou interrompez la procédure 2 s.

= Variateur Arrêt      = Variateur Marche      = Commutation de l'interrupteur  
 = Variateur plus sombre      = Variateur plus clair

## Retrait de dispositif GR

+ , , placez le dispositif GR en mode Exclusion.

## Retour au paramétrage par défaut

Réinitialisation d'une touche :

+ , , sélectionnez un niveau avec , sélectionnez la touche .

Réinitialisation d'un niveau :

+ , , sélectionnez un niveau avec , .

Retour au paramétrage d'usine :

+ , , , , .

## Service d'assistance en ligne

FRANCE

CREE : **0 899 493 251** Service 0,60€/min  
+ prix appel



Développer l'espace de liberté

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden  
Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | [info@abilia.se](mailto:info@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

