

# BAIGNOIRE MONTANA

Manuel d'emploi et d'installation



Développer l'espace de liberté

## INTRODUCTION

### COPYRIGHT

Ce manuel d'utilisation est fourni avec l'achat d'une baignoire et de tout équipement optionnel et est destiné à fournir des informations sur son utilisation correcte et sûre. La copie de ce document n'est permise que si elle est copiée dans son intégralité afin de s'assurer que tous les renseignements pertinents liés à la santé et à la sécurité ainsi que les renseignements sur l'utilisateur sont conservés dans leur ensemble. La copie d'une ou de plusieurs pages aux fins détaillées ci-dessus n'est en aucun cas © autorisée 2022.

Les baignoires d'accès font partie de Gainsborough Healthcare group Ltd 10 & 11, The Oaks, Clews Rd, Redditch, Angleterre B98 7ST.

Tel - 01527 400026.

### PRÉFACE

Des lectures supplémentaires et des informations connexes peuvent être obtenues en les demandant à CREE. Il s'agit notamment de schémas de circuit, de listes de composants, de descriptions, d'instructions d'étalonnage et d'autres informations qui aideront le personnel de service.

### UTILISATION PRÉVUE

Avant d'utiliser la baignoire et tout autre équipement, vous devez lire et comprendre pleinement ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Ce manuel est destiné aux utilisateurs qui ont une mobilité réduite et qui ont du mal à utiliser en toute sécurité une baignoire traditionnelle, mais qui peuvent toujours se baigner de manière autonome. La baignoire ne doit pas être utilisée à d'autres fins. Cette baignoire est conçue pour être utilisée à des fins d'hygiène générale ainsi que de relaxation.

### RECYCLAGE

Les matériaux suivants sont utilisés dans la fabrication de la baignoire. Séparez les matériaux comme recommandé et éliminez-les conformément à votre autorité locale et dans un centre d'élimination des déchets recommandé par celle-ci.

1. Composé de plastique renforcé de verre (PRV) et de bois.
2. Piles et autres composants électriques, le cas échéant
3. Métal et plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
4. Emballage - bois, carton et plastiques.

### TRANSPORT ET STOCKAGE

Lors du transport ou du stockage de la baignoire et de tout équipement supplémentaire garantissant que le siège est dans sa position la plus basse, l'équipement optionnel est solidement fixé à une planche de transport ou à une palette robuste. Ne pas le faire pourrait endommager la baignoire et d'autres équipements et invalider la garantie.

### DÉVELOPPEMENT FUTUR DE PRODUITS

Gainsborough Healthcare group Ltd applique une politique de développement continu des produits et se réserve le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.

## TABLE DES MATIÈRES

Introduction. ....	2
Vue d'ensemble du baignoire et de l'équipement .....	4
Spécifications.....	6
Taille. ....	7
Informations de sécurité.....	8
Objet des avertissements, des mises en garde et des notes.....	8
Avertissements en matière de santé et de sécurité.....	8
Précautions en matière de santé et de sécurité.....	9
Notes sur la santé et la sécurité. ....	9
Emplacements des étiquettes.....	10
Instructions d'utilisation.....	11
Télécommande.....	11
Batterie de secours (BBU).....	12
Préparation de la baignoire .....	12
Entrez dans la baignoire .....	13
Remplir la baignoire .....	14
Vider et sortir de la baignoire.....	15
Équipement optionnel.....	16
Option de siège souple .....	16
Option écran de douche. ....	16
Option de prise de baignoire .....	16
Option Air Spa. ....	17
Air Spa et option d'éclairage de chromathérapie.....	17
Option d'éclairage de chromathérapie. ....	18
Option système de sonorisation.....	19
Entretien et nettoyage .....	20
Lubrifier les jouets de siège, actionneur sec .....	23
Retrait du siège .....	24
Installation du siège .....	24
Retrait du siège souple.....	25
Installation de siège souple .....	25
Enlèvement de porte .....	26
Installation de porte.....	26
Alignement de l'ouverture des portes.....	27
Nettoyage - Baignoire. ....	28
Nettoyage - Porte .....	28
Dépannage .....	29
Garantie.....	30
Avis de sécurité important.....	31

# APERÇU DE LA BAIGNOIRE ET DE L'ÉQUIPEMENT

VERSION 1.1 - 03.23

## APERÇU DE LA BAIGNOIRE ET DE L'ÉQUIPEMENT




Fig 0179

---

**LÉGENDE:** Reportez-vous à la figure 0179

1. Entrer dans la baignoire
2. Bonde d'évacuation
3. Siège de baignoire
4. Télécommande à distance pour soulever / abaisser le siège
5. Porte pour faciliter l'accès
6. Panneaux de baignoire amovibles pour s'adapter à différentes configurations de salle de baignoire
7. Air spa et éclairage de chromathérapie (en option)
8. Système audio compatible avec téléphones intelligents et tablettes (en option)
9. Éclairage de chromathérapie (en option)
  10. Air spa (en option)
  11. Ensemble de remplissage ou de bec verseur de baignoire (Options)
  12. Siège moelleux (en option)
  13. Prise de la baignoire (en option)

## SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS

### SPÉCIFICATIONS

---

Poids maximum de l'utilisateur: 165kg

---

Capacité d'eau: 1500mm: 210ltr, 1700mm 220ltr

---

Poids approximatif de la baignoire (vide): 1500mm: 76kg, 1700mm: 84kg

---

Poids approximatif de la baignoire (remplie): 1500: 286kg, 1700: 304kg

---

Alimentation: Secteur 230V à alimenter via 30mA RCD

---

Tension de fonctionnement avec siège: 24V

---

5 A avec aiguillon fusible commuté IP approprié

---

Accessoires (en option): 13 ampères avec éperon fusible commuté classé

---

IP approprié Batterie de secours: 24V pour une utilisation d'urgence uniquement


---

Cette baignoire a accès à la technologie BioCote®, il a été prouvé que cela réduit les bactéries et même certains virus, y compris la grippe A H1N1, *E. coli*, *Salmonella* et SARM

---



## TAILLE



**Note:** Bath height, dimensions 555, 1008 & 185 are when the bath is adjusted to its lowest position.

Fig 0115

Voir la figure 0115, dimensions en millimètres (mm). L'exemple pour gaucher est montré (la remise d'une baignoire est indiquée par le point de sortie de la baignoire en position assise). Pour plus de clarté, les baignoires droitières et gauchères sont disponibles en longueurs de 1700 mm et 1500 mm, qui sont tous deux annotés sur le schéma ci-dessus.

# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

VERSION 1.1 ~ 03.23

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

### OBJET DES MISES EN GARDE, DES MISES EN GARDE ET DES NOTES



**AVERTISSEMENTS:** Les avertissements utilisés tout au long de ce manuel **DOIVENT** être suivis avec soin, certaines situations pourraient entraîner des blessures corporelles graves ou pourraient être mortels.



**PRÉCAUTIONS:** Les précautions utilisées tout au long de ce manuel **DOIVENT** être observées pour éviter d'endommager votre baignoire ou votre équipement supplémentaire en option.



**NOTES:** Les notes utilisées tout au long de ce manuel contiennent des informations importantes et des conseils utiles sur le fonctionnement de ce produit.

### AVERTISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Les avertissements suivants et tout avertissement supplémentaire utilisé tout au long de ce manuel **DOIVENT** être suivis avec soin, pourraient entraîner des blessures corporelles graves ou pourraient être mortels.



**AVERTISSEMENT RISQUE DE PIÉGEAGE :** L'utilisation du siège sans formation appropriée à son utilisation sécuritaire, certaines situations pourrait causer des blessures graves ou être mortelle par piégeage. Assurez-vous que les personnes qui utilisent le siège ont été formées, lisez ce manuel et comprenez son utilisation sécuritaire.



**AVERTISSEMENT RISQUE DE PIÉGEAGE :** L'utilisation du siège lorsque des personnes se trouvent à proximité pourrait causer des blessures graves ou être mortelle par piégeage. Assurez-vous qu'AUCUNE personne ne se trouve à proximité de l'équipement en mouvement pendant son fonctionnement.



**AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE:** L'utilisation d'appareils électriques près de la baignoire pourrait provoquer un choc électrique pouvant être fatal. **NE PAS** utiliser d'appareils électriques à moins de 3 mètres de la baignoire.



**AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE:** Un câblage inapproprié peut provoquer un choc électrique qui peut être fatal. Assurez-vous que la baignoire est installée par un électricien qualifié en utilisant la législation en vigueur, l'équipement ne doit être connecté qu'à une conduite d'alimentation avec terre de protection.



**AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE:** Ce produit est alimenté en 240V AC. Seuls les électriciens qualifiés devraient travailler sur ce produit conformément à la législation en vigueur. **Débranchez TOUJOURS** l'alimentation avant de retirer les panneaux pour l'entretien et/ou la réparation.



**AVERTISSEMENT RISQUE DE GLISSER:** L'eau laissée sur le sol pourrait causer des blessures graves ou être mortelle en glissant. Assurez-vous que la surface au sol autour de la baignoire est toujours exempte d'eau. Nettoyez et séchez TOUT déversement immédiatement.

## PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Les mises en garde suivantes et toutes les mises en garde supplémentaires utilisées tout au long de ce manuel **DOIVENT** être observées pour éviter d'endommager votre baignoire ou votre équipement supplémentaire en option.



**ATTENTION** : La baignoire/le siège pourrait être endommagé, ce qui peut être irréparable si des objets/équipements sont piégés pendant le fonctionnement. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets ou d'équipements dans la baignoire ou les sièges qui pourraient être coincés pendant toute opération du siège.



**ATTENTION**: La télécommande à distance pourrait être endommagé, ce qui peut être irréparable. Assurez-vous que La télécommande distant est **TOUJOURS** retourné à son support après utilisation.



**ATTENTION** : La baignoire/l'équipement pourrait être endommagé, ce qui pourrait être irréparable.  
**N'utilisez JAMAIS** la baignoire autrement que pour l'usage auquel il est destiné.



**ATTENTION** : La baignoire ou l'équipement pourrait être endommagé, ce qui peut être irréparable si vous utilisez des nettoyeurs abrasifs, de l'eau de Javel ou du récurage. Utilisez les méthodes de nettoyage décrites dans la section nettoyage et entretien uniquement.

## NOTES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Les notes suivantes et toutes les notes supplémentaires utilisées tout au long de ce manuel contiennent des informations importantes et des conseils utiles sur le fonctionnement de ce produit.



**REMARQUE**: Les batteries du système doivent être chargées pendant 24 heures avant d'utiliser la baignoire. Vous pouvez tester le fonctionnement du siège de baignoire vide pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.



**REMARQUE**: Si cet appareil doit être utilisé par de nombreux baigneurs différents, nous recommandons fortement qu'il soit nettoyé régulièrement avec un désinfectant médical ainsi que de suivre la routine de nettoyage stricte décrite dans la section « Entretien et nettoyage ».



**REMARQUE**: En cas de panne de secteur pendant l'utilisation de la baignoire, des piles de secours permettront au baigneur d'utiliser le siège de baignoire une fois. Le siège de baignoire sera alors désactivé jusqu'à ce que le courant secteur soit rétabli.



**NOTE:** Si un incident grave se produit en relation avec le dispositif, il doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente dans laquelle l'utilisateur et / ou le patient est établi.



**REMARQUE:** La durée de vie prévue de ce produit est de 8 ans, en respectant nos directives de service et de maintenance.

## EMPLACEMENTS DES ÉTIQUETTES




Fig 0114



**REMARQUE:** L'étiquette d'identification (ID) attachée à votre baignoire contient des informations critiques! **NE le retirez PAS** de son emplacement. Le numéro de série ID est requis pour la maintenance, les informations ou les pièces de rechange. Il est recommandé d'en prendre note sur l'illustration ci-dessus.

1. Étiquette du numéro de série ID: **Enregistrez sur l'illustration Fig 0114 ci-dessus pour vos enregistrements**
2. Étiquette de marque « Access »
3. Étiquette de charge de travail sûre (SWL)

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Les étapes suivantes sont des conditions préalables avant d'utiliser la baignoire dans n'importe quelle capacité.



Lors de la remise, votre installateur doit démontrer l'utilisation et la fonctionnalité de la baignoire en s'assurant de vous indiquer toutes les caractéristiques de sécurité. Cependant, vous devez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité, pour vous assurer que vous savez comment utiliser votre baignoire en toute sécurité et avec compétence.

1. Lisez l'intégralité du manuel d'utilisation.
2. Assurez-vous d'avoir reçu une formation ou une démonstration appropriée de la part de l'installateur sur son utilisation sûre et appropriée de la baignoire et de tout équipement optionnel supplémentaire.
3. Inspectez la baignoire pour tout signe de dommage.
4. Testez la baignoire et tous les dispositifs/équipements de sécurité (vides - sans baigneur) avant sa première utilisation et périodiquement par la suite conformément aux recommandations d'entretien, reportez-vous à la [page Entretien et nettoyage, 20](#) Assurez-vous qu'il fonctionne correctement.
5. Utilisez tous les accessoires (en option) et assurez-vous qu'ils fonctionnent comme décrit dans la section correspondante, voir, Page Option Air Spa, 17, voir, Page Option d'éclairage Air Spa et chromathérapie, 17, voir, Page Option d'éclairage de chromathérapie, 18, ou voir, Page Option de système audio , 19.
6. Si vous avez le moindre doute ou si vous ne pouvez pas répondre oui à TOUS, les étapes ci-dessus demandent conseil à Access walk in baths - 01527 400026.

## TÉLÉCOMMANDE



**ATTENTION:** La télécommande pourrait être endommagée, ce qui peut être irréparable. Assurez-vous que la télécommande est **TOUJOURS** retourné à son support après utilisation.

Reportez-vous à la figure 0120, la « télécommande » (1) est situé sur le support de la télécommande (2) du côté de la baignoire. La télécommande est sûr à utiliser avec les mains mouillées, mais ne doit pas être immergé dans l'eau. Toujours le remettre à son support après utilisation.




Fig 0120

Reportez-vous à la figure 0112, la « télécommande » (1) comprend deux boutons de commande, « Seat up » (2) et « Seat down » (3). Pour activer l'opération, appuyez légèrement sur le bouton correspondant et maintenez-le enfoncé.

Relâcher le(s) bouton(s) à tout moment arrêtera l'opération. Le siège s'arrête automatiquement lorsque la hauteur maximale ou minimale est atteinte.

## BATTERIE DE SECOURS (BBU)

En cas de coupure de courant, le siège est protégé par BBU. En mode BBU, le siège fonctionne à mi-vitesse et un bip sonore se fera entendre chaque fois que vous appuyez sur le bouton « siège enfoncé ». Quittez la baignoire dès que possible et rétablissez une alimentation électrique dès que possible.

## PRÉPARATION DE LA BAIGNOIRE



**REMARQUE:** En prévision de la sortie de la baignoire et du séchage, il serait prudent de placer une serviette près de la baignoire.

1. Reportez-vous à la figure 0120, retirez La télécommande (1) de son support (2).




Fig 0120



**AVERTISSEMENT RISQUE DE PIÉGEAGE :** L'utilisation du siège lorsque des personnes se trouvent à proximité pourrait causer des blessures graves ou être mortelle par prise au piège. Assurez-vous qu'AUCUNE personne (y compris l'opérateur) ne se trouve à proximité de l'équipement en mouvement lors du relèvement ou de l'abaissement du siège.

1. Reportez-vous à la Fig 0112, utilisez la télécommande (1) actionnez le bouton « Seat up » (2) pour élever le siège de la position abaissée à une hauteur confortable.
2. Ajustez la hauteur en utilisant les boutons « Siège abaissé » (3) ou « Siège vers le haut » (2) selon vos besoins.




Fig 0112

## ENTREZ DANS LA BAIGNOIRE

3. La porte doit déjà être déverrouillée, voir la [page Nettoyage - Porte/ douche, 28](#), pour plus d'informations. Reportez-vous à la figure 0187, ouvrez la porte avec la poignée extérieure.
4. Lorsque vous êtes à l'intérieur de la baignoire, fermez la porte avec la poignée intérieure tournez pour engager et verrouiller le loquet.




Fig 0187



1. Reportez-vous à la figure 0113, verrouillez le bouchon (1) en position fermée en appuyant dessus et en le relâchant.
2. Ou insérez la fiche (2), (équipement en option) dans le trou de la fiche (3).




Fig 0113

## FILL THE BATH



**REMARQUE:** Reportez-vous à la Fig 0123, les robinets de remplissage option A sont disponibles pour les baignoires 1500 / 1700mm. Le bec de remplissage avec vannes chaudes et froides est disponible uniquement sur les baignoires de 1700

1. Ces informations se réfèrent aux remplisseurs/robinets de baignoire (facultatifs) fournis par **Access Walk in Baths** (ou se référer au manuel pertinent fourni par votre fournisseur). Reportez-vous à la figure 0123, ouvrez les robinets/vannes de remplissage à chaud (1) et à froid (2), remplissez à moitié la baignoire en ajustant la température/profondeur selon le cas.
2. Montez dans le siège et en utilisant La télécommande (4), abaissez-vous dans la baignoire en utilisant le bouton « Siège abaissé » (5), c'est pour déterminer la profondeur de l'eau due au déplacement de l'eau.




Fig 0123

3. Ajustez votre position en fonction à l'aide des boutons « Siège vers le haut » (3) et/ou « Siège abaissé » (5)
4. Régler la profondeur et la température de l'eau selon le cas à l'aide des robinets chauds (1) et/ou froids (2).

## VIDER ET SORTIR DE LA BAIGNOIRE



**ATTENTION :** La salle de bain/l'équipement pourrait être endommagé, ce qui pourrait être irréparable. N'ouvrez JAMAIS la porte de la baignoire jusqu'à ce que la baignoire soit complètement vide, sinon une inondation de la salle de baignoire pourrait se produire.

1. Reportez-vous à la figure 0113, ouvrez bouchon (1) en appuyant dessus et en le relâchant.
2. Ou retirez la fiche (2), (équipement en option) du trou de la fiche (3).
3. Laissez la baignoire se vider complètement.




Fig 0113

1. Reportez-vous à la figure 0187, de l'intérieur de la baignoire, ouvrez la porte avec la poignée intérieure tournez pour désengager et déverrouiller le loquet.
2. Fermez la porte avec la poignée extérieure ne verrouillez pas le loquet, pour plus d'informations, voir [la page Nettoyage - Porte/douche,28](#).




Fig 0187





## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

### OPTION SIÈGE SOUPLE

Il y a un siège en matériau disponible pour la baignoire qui offre une alternative plus douce à l'option solide. Le siège moelleux vous permet de vous asseoir au fond de la baignoire, maximisant ainsi votre espace de baignoire et votre confort. Pour plus d'informations sur le retrait ou l'installation, reportez-vous à la page Retrait du siège logiciel, 25, [reportez-vous à la](#) page Installation du siège logiciel, 25.

### OPTION ÉCRAN DE DOUCHE

Reportez-vous à la figure 0127, un écran de douche est disponible en option pour commander contact: Accès à l'italienne dans la baignoire- 01527 400026.




Fig 0127

### OPTION DE PRISE DE LA BAIGNOIRE

Le bouchon est stocké dans le trop-plein de la baignoire lorsqu'il n'est pas utilisé.

#### Pour installer :

1. Reportez-vous à la figure 0113, retirez le bouchon (1) du trop-plein et insérez-le dans la sortie de décharge (2).



#### Pour supprimer :

1. Tirer le bouchon (1) à l'aide de la chaîne fixée à la sortie de déchets (2) et le remonter dans le trop-plein de la baignoire lorsqu'il n'est pas utilisé.




Fig 0113

**AIR SPA OPTION**

Le spa à air fonctionne comme suit:

1. Reportez-vous à la figure 0079, pour allumer, appuyez une fois sur le bouton air spa (1).
2. Pour faire varier la vitesse, appuyez sur le bouton plus (2) pour augmenter ou sur le bouton moins (3) pour diminuer.
3. Appuyez sur le bouton air spa (1) et maintenez-le enfoncé pendant qu'il est allumé et que le spa s'allume puis s'éteint continuellement.
4. Pour éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton Air Spa (1).




Fig 0079

**AIR SPA ET CHROMATHÉRAPIE EN OPTION ÉCLAIRAGE**

Le fonctionnement est le suivant :

**Air Spa:**

1. Reportez-vous à la figure 0078, pour allumer, appuyez une fois sur le bouton air spa (1).
2. Pour faire varier la vitesse, appuyez sur le bouton plus (2) pour augmenter ou sur le bouton moins (3) pour diminuer.
3. Appuyez sur le bouton air spa (1) et maintenez-le enfoncé pendant qu'il est allumé et que le spa s'allume puis s'éteint continuellement.
1. Pour éteindre, appuyez à




Fig 0078

nouveau sur le bouton Air Spa  
(1).

## **Éclairage de chromathérapie:**

1. Pour allumer une fois le bouton d'éclairage de chromathérapie (4), l'éclairage passe d' une couleur à une autre en continu.
2. Pour éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton d'éclairage de chromathérapie (4).

## OPTION D'ÉCLAIRAGE DE CHROMATHÉRAPIE

L'éclairage de chromathérapie fonctionne comme suit :

1. Reportez-vous à la Fig 0077, appuyez brièvement sur le bouton (1) une fois, l'éclairage passe d'une couleur à une autre en continu.
2. Si vous souhaitez utiliser une seule couleur préférée, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé (1) à nouveau pendant que les couleurs circulent, pendant quelques secondes lorsque la couleur désirée est allumée. La couleur désirée s'allumera en permanence.
3. Pour éteindre brièvement l'éclairage de chromathérapie, appuyez sur le bouton une fois pendant que l'éclairage est allumé.




Fig 0077

## OPTION SYSTÈME AUDIO



**REMARQUE:** Pour utiliser le système audio avec un smartphone ou une tablette pour la première fois, il sera nécessaire de les jumeler en Bluetooth

**Jumelage : Nouvel appareil (première utilisation)**

1. Sur votre appareil portable, votre smartphone ou votre tablette, assurez-vous que le Bluetooth est activé et que votre appareil est visible.
2. Reportez-vous à la Fig 0068, appuyez sur le bouton Bluetooth (1) et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes, une LED bleue s'allumera.
3. Après environ 15 secondes, l'appareil passe en mode d'appariement, cela est indiqué par le clignotement de la LED bleue.
4. Sur votre appareil portable, votre téléphone intelligent ou votre tablette, recherchez les appareils disponibles.
5. Un nouvel appareil 'SOUNDBOX' sera trouvé.
6. Cliquez sur 'SOUNDBOX' pour confirmer l'appariement.
7. Vous pouvez être invité à entrer un code, si c'est le cas, entrez le code à quatre chiffres 0000.
8. Ensuite, appuyez une fois sur le bouton Bluetooth (1), cela couple l'appareil, prêt à l'emploi.
9. En cas d'échec, éteignez les appareils et répétez le processus ci-dessus.




Fig 0068

---

Le système de sonorisation fonctionne comme suit : une fois jumelé

1. Reportez-vous à la figure 0068, appuyez sur le bouton Bluetooth (1).
2. La LED clignote lentement pour indiquer qu'elle est prête à l'emploi.
3. Votre appareil portable, s'il est déjà jumelé, se connectera automatiquement. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'il est jumelé.
4. Augmentez le volume à l'aide du bouton + (2) ou diminuez le volume à l'aide du bouton - (3).
5. Pour éteindre, appuyez sur le bouton Bluetooth (1), le périphérique audio passe en mode veille.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE



**ATTENTION:** La baignoire / l'équipement pourrait être endommagé ou s'user prématurément, ce qui peut devenir irréparable. **TOUJOURS** effectuer un nettoyage et un entretien approfondis et réguliers. Contactez le fournisseur de la baignoire pour obtenir des éclaircissements / une assistance supplémentaire si nécessaire.



**REMARQUE:** Assurez-vous que votre baignoire est nettoyé et entretenu régulièrement. Veuillez demander des détails à votre fournisseur.

Pendant le nettoyage et les procédures d'entretien, il est de la plus haute importance de suivre les « Informations sur la santé et la sécurité » se référer à la section **SANTÉ ET SÉCURITÉ**, avant d'effectuer toute procédure de nettoyage ou d'entretien. Les routines suivantes sont une exigence minimale, où un volume élevé d'utilisation se produit, augmenter la fréquence le cas échéant.

En plus des exigences d'entretien et de nettoyage détaillées ici, il incombe à l'exploitant ou au fournisseur d'équipement, en vertu du Règlement sur la fourniture et l'utilisation de l'équipement de travail (dernière édition du PUWER), de s'assurer, le cas échéant, que des essais périodiques du Règlement sur les opérations de levage et l'équipement de levage ( LOLER) sont effectués.

**Calendriers d'entretien :**

### TOUS LES JOURS

#### Méthode de routine

Nettoyage mineur (après utilisation) • Essuyez la baignoire pendant l'égouttage avec un chiffon doux et humide, essuyez

### HEBDOMADAIRE

#### Méthode de routine

Nettoyage majeur (après utilisation) 1. Nettoyez soigneusement à l'aide d'une mousse nettoyante ou d'un liquide vaisselle.  
De l'eau tiède et un chiffon doux, les taches tenaces peuvent nécessiter un nettoyant liquide anti-rayures, essuyez

### MENSUEL

#### Méthode de routine

Éliminer les dépôts de Lime/calcium 1. Les taches d'eau ou les égratignures mineures peuvent être éliminées à l'aide d'un liquide de coupe doux tel que « T » Cut ou « Brasso »

Inspectez les raccords

• Vérifiez qu'il n'y a pas de cables desserrés/endommagés/effilochés et que le conduit est exempt de dommages.

- Vérifiez s'il y a des fuites dans les conduites d'eau/d'évacuation/tous les raccords de plomberie.
- Nettoyez le joint de porte à l'aide d'eau chaude savonneuse douce ou d'un verre de silicium.  
Produit nettoyant à base de caoutchouc

## Test RCD

- Actionner le disjoncteur résiduel (RCD) Appuyez sur le bouton de test et réinitialisez

Lubrifier les jougs de siège  
actionneur sec, voir,

Lubrifier les [jouets de siège](#),  
[page Actionneur sec, 23](#) .

2. Lubrifiez les jougs du siège avec de la « vaseline », Séchez l'actionneur, NE lubrifiez PAS l'actionneur central
-

## 6 MENSUEL

---

### Méthode de routine Inspection visuelle

- Inspecter visuellement la baignoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'exposition de fils ou tuyaux et exempts de tout autre dommage

### Inspection des panneaux

- Vérifiez que tous les panneaux de la baignoire externes sont sécurisés avec toutes les vis

### Inspectez les tuyaux d'évacuation

- Assurez-vous que TOUS les raccords de déchets sont sécurisés sans fuites ni vidange

### Inspectez le joint de la porte

- Inspectez le joint de porte pour détecter tout signe de dommage, d'usure ou de déchirure.

### Vérifier l'alignement de la porte

- Assurez-vous que la porte est alignée

### Actionnez la porte:

### Vérifier le fonctionnement de la porte 'Ouvrir/Fermer & Verrouiller'

- Se ferme facilement, en douceur et sans obstruction un bruit excessif tout au long de son mouvement. Assurez-vous que les serrures de porte sont en place

### Inspectez les vis de charnière

- Assurez-vous que TOUTES les vis de charnière de porte sont en place et bien fixées

### Vérifier le fonctionnement de l'équipement électrique en option

- Vérifiez le fonctionnement des commandes des boutons pour vous assurer que les commandes « Air Spa », « Chromatherapy Lighting » et/ou « Sound System » fonctionnent conformément aux informations de fonctionnement contenues dans ce manuel
- 

## ANNUELLEMENT

---

### Méthode de routine Entretien

- Entretien par une entreprise agréée formée avec des conseils
-



## Calendriers d'entretien :

Pendant le nettoyage et les procédures d'entretien, il est de la plus haute importance de suivre les « Informations sur la santé et la sécurité » voir la [page d'informations de sécurité, 8](#), avant d'effectuer toute procédure de nettoyage ou d'entretien. Les routines suivantes sont une exigence minimale, où un volume élevé d'utilisation se produit, augmenter la fréquence le cas échéant.

Fréquence minimum	Tout les jours	1/semaine	Mensuel	Semestriel	Annuel
Nettoyage mineur	X	X	X	X	X
Nettoyage complet		X	X	X	X
Enlever les dépôts			X	X	X
Inspecter les câbles			X	X	X
Inspecter les potentiels fuites			X	X	X
Nettoyer les joints de la porte			X	X	X
Lubrifier les arcades de siège, actionneur sec, voir, Lubrifier les arcades de siège, actionneur sec page, 23			X	X	X
Test RCD			X	X	X
Inspection visuel				X	X
Inspection du panneau				X	X
Inspection du tuyau d'évacuation				X	X
Inspecter le joint de la porte				X	X
Vérifier l'alignement de la porte				X	X
Vérifier le fonctionnement de la porte en mode "ouverture/fermeture et verrouillage".				X	X
Inspecter les vis des charnières de la porte				X	X
Vérifier le fonctionnement de l'équipement électrique optionnel				X	X
Services					X

## JOUGS DE SIÈGE LUBRIFIÉS, ACTIONNEUR SEC



**ATTENTION :** L'actionneur du siège peut s'user prématurément, ce qui peut devenir irréparable s'il n'est pas entretenu. Assurez-vous que les jougs du siège sont lubrifiés et que l'actionneur du siège est soigneusement séché au moins une fois par mois.

Lubrifiez les jougs du siège et séchez l'actionneur tous les mois conformément au calendrier d'entretien comme suit :

1. Reportez-vous à la figure 0143, soulevez le siège en appuyant sur le bouton « Siège vers le haut » (1).
2. Lubrifiez les jougs du siège (2) avec une légère couche de vaseline.
3. Sécher soigneusement l'actionneur du siège (3) avec un chiffon sec. **NE PAS** lubrifier.
4. Abaisser le siège en appuyant sur le bouton « Siège abaissé » (4).




Fig 0143

## RETRAIT DU SIÈGE

Il peut être nécessaire de retirer le siège à des fins de nettoyage, d'entretien ou de remplacement, dans les deux cas, procédez comme suit:

1. Reportez-vous à la figure 0130, actionnez le bouton « Seat up » (1) de la télécommande, jusqu'à ce que le siège soit approximativement à mi-hauteur et relâchez le bouton (1).
2. Appuyez sur les deux boutons chromés arrière (2) et maintenez-le enfoncé.
3. Soulevez et pivotez simultanément le siège (4) du cadre (3).




Fig 0130

## INSTALLATION DU SIÈGE

1. Reportez-vous à la figure 0141, relevez la plate-forme du siège si elle n'est pas déjà à peu près à mi-chemin en appuyant sur le bouton « Siège vers le haut » (6).
2. Assurez-vous que le siège est dans le bon sens avec les trous de bouton (2) orientés vers l'arrière.
3. En commençant par l'avant (1) (dans un mouvement de pivotement comme indiqué), placez le siège (4) sur le bras du siège (3) pour les engager.




Fig 0141

4. Lorsque les deux côtés du siège sont engagés à l'avant (1), abaissez le siège (4) à l'arrière jusqu'à ce que le siège repose légèrement sur les boutons chromés du siège (5).
  1. Appuyez simultanément sur les boutons chromés du siège (5) tout en abaissant le siège (4), jusqu'à ce que les trous (2) du siège se trouvent dans les boutons chromés (5).
  1. Abaissez le siège dans la baignoire en appuyant sur le bouton « Siège abaissé » (7).

## RETRAIT DU SIÈGE SOUPLE

Il peut être nécessaire de retirer le siège moelleux à des fins de nettoyage, d'entretien ou de remplacement, dans les deux cas, procédez comme suit:

1. Reportez-vous à la figure 0142, actionnez le bouton « Seat up » (1) de la télécommande, jusqu'à ce que le siège soit approximativement à mi-hauteur et relâchez le bouton (1).
2. En commençant de chaque côté, appuyez sur l'un des boutons chromés arrière et attendez.
3. Soulever et pivoter simultanément l'ensemble de fixation du siège (3), puis le désengager de l'avant du cadre (4).
4. Tout en tenant le côté retiré, ou placez doucement dans la baignoire, répétez les étapes 2 et 3 pour l'autre côté et retirez.




Fig 0142

## INSTALLATION DE SIÈGE SOUPLE

1. Reportez-vous à la Fig 0135, Soulevez la plate-forme du siège si elle n'est pas déjà relevée, à peu près à mi-chemin en appuyant sur le bouton « Seat up » (1) de la télécommande.
2. Assurez-vous que le siège est dans le bon sens avec les trous de bouton (2) orientés vers l'arrière et les fixations de boulons « Allen » (5) pointant vers l'extérieur de la baignoire.

En partant de chaque côté, prenez l'ensemble de fixation du siège (3), accrochez la lèvre




Fig 0135

avant sous l'avant du siège (4) et faites pivoter l'arrière vers le bas comme indiqué, en reposant doucement le siège fixing (3) onto the chrome seat button (2).

1. Appuyez simultanément sur le bouton chromé du siège (2) et appuyez sur la fixation du siège (3) jusqu'à ce que le trou (6) du siège se localise dans le bouton de siège chromé (5). Répétez les étapes 3 et 4 pour l'autre côté.
2. Abaissez le siège dans la baignoire en appuyant sur le bouton « Siège abaissé » (7).

## ENLÈVEMENT DE PORTE



**ATTENTION:** La baignoire pourrait laisser échapper de l'eau, ce qui pourrait endommager la salle de baignoire. **NE PAS** relâcher ou défaire l'un des écrous ou vis de charnière, ceux-ci sont préréglés en usine.



**REMARQUE:** Lorsque la baignoire n'est pas utilisée, la porte doit être fermée mais pas verrouillée. Cela élimine la contrainte des charnières et empêche le joint de porte de se comprimer au fil du temps.

Il peut être nécessaire de retirer la porte à des fins de nettoyage, d'entretien, de remplacement ou en cas d'urgence, dans les deux cas, procédez comme suit:

1. Reportez-vous à la figure 0177, ouvrez la porte (1) environ 1/2 à 3/4 complètement ouverte.
2. Soulever uniformément la porte (1) vers le haut qui sépare les charnières (2) et (3).

## INSTALLATION DE PORTE

1. Avant d'installer la porte, lubrifiez légèrement les deux axes de charnière (4) avec une petite quantité de vaseline.
2. Positionnez la porte (1) de manière à ce qu'elle soit approximativement en position ouverte de 1/2 à 3/4.
3. Guidez soigneusement les charnières supérieures (2) sur les broches (4) des charnières inférieures (3) et abaissez uniformément la porte (1) vers le bas. Assurez-vous que la porte est complètement abaissée.
4. Fermez la porte (1) mais ne la verrouillez pas, voir note ci-dessus.




Fig 0177



**ATTENTION:** La baignoire pourrait être endommagée ou une fuite / inondation pourrait se produire, ce qui peut être irréparable, si l'ajustement pour aligner l'ouverture de la porte n'est pas fait correctement. **N'ESSAYEZ JAMAIS D'AJUSTER LA PORTE OU LES AIGUILLES.**

Si la porte semble mal alignée, réajustez les pieds de la baignoire pour assurer l'alignement de l'ouverture de la porte.

5. Fermez la porte et vérifiez qu'elle est alignée avec l'ouverture de la baignoire ou de la porte. S'il est mal aligné, réglez l'alignement de l'ouverture de la porte, reportez-vous à la [page \*Alignement de l'ouverture de la porte\*, 27](#).

## ALIGNEMENT DE L'OUVERTURE DE PORTE



**ATTENTION:** La baignoire pourrait être endommagée ou une fuite / inondation pourrait se produire, ce qui peut être irréparable, si l'ajustement pour aligner l'ouverture de la porte n'est pas fait correctement. **N'ESSAYEZ JAMAIS D'AJUSTER LA PORTE OU LES AIGUILLES.** Si le verre ou la porte semble mal alignée, réajustez les pieds de la baignoire pour assurer l'alignement de l'ouverture de la porte.

1. Reportez-vous à la Fig 0158, avec un long niveau à bulle à travers l'ouverture de la porte, vérifiez qu'il est de niveau.




Fig 0158

Si un ajustement est nécessaire, procédez comme suit :

1. Reportez-vous à la figure 0159, situez les pieds de réglage X2 (1) sous la baignoire (pas les pieds extérieurs).
2. Desserrer l'écrou de verrouillage (2).
3. Abaissez le pied (3) au sol, donnez un demi-tour supplémentaire pour vous assurer que le pied (3) supporte le poids de la baignoire.
4. Fixer en position contre le cadre de la baignoire avec écrou de verrouillage (3).




Fig 0159

## NETTOYAGE - BAIGNOIRE



**ATTENTION :** La baignoire pourrait être endommagé ou s'user prématurément si des produits de nettoyage inappropriés sont utilisés. N'utilisez en aucun cas d'eau de Javel, d'eau-de-vie, d'acide, d'éponges à l'ammoniac, de poudre, d'instruments tranchants, de nettoyeurs à base de silicium ou d'abrasifs pour nettoyer votre baignoire.

Après chaque utilisation, la baignoire doit être essuyé, de préférence pendant que la baignoire est drainant, avec un chiffon doux et humide avec un détergent doux, rincer puis sécher avec un chiffon propre. Nettoyez tous les éléments suivants :

1. Salle de bain entière à l'intérieur et à l'extérieur
2. Porte (voir ci-dessous) et joint de porte
3. Siège
4. Remplisseur de baignoire (robinets)
5. Pare-douche (en option)

Les taches d'eau du baignoire ou les égratignures mineures peuvent être éliminées à l'aide d'un liquide de coupe doux tel que "T Cut" ou « Brasso », puis nettoyés comme ci-dessus.

## NETTOYAGE - PORTE/DOUCHE



**ATTENTION :** Le verrouillage de la porte lorsqu'elle n'est pas utilisée pourrait entraîner la compression du joint et la tension des charnières, ce qui pourrait causer des fuites d'eau à long terme. Lorsque la baignoire n'est pas utilisé, la porte doit être fermée mais pas verrouillée.

Après chaque utilisation, la porte et/ou la porte de douche (en option) doivent être essuyées, avec un chiffon doux et humide avec un détergent doux, rincer puis sécher avec un chiffon propre.

Si vous vivez dans une zone d'eau dure, nettoyez périodiquement le verre de douche avec une solution 50/50 de vinaigre blanc et d'eau. La solution doit être laissée sur l'enceinte pendant environ 5 minutes, puis rincée à l'eau tiède avant de sécher avec un chiffon propre.



## DÉPANNAGE

Ce qui suit est un guide de dépannage de base en cas de défaillance, il n'est pas conçu comme une routine de diagnostic complète. Si la baignoire ou l'équipement ne fonctionne pas comme prévu à la suite de ces vérifications de base, veuillez contacter un technicien de support technique CREE.

### CAUSE POSSIBLE

### DU PROBLÈME

**Siège de baignoire/équipement optionnel inopérant**

1. Panne d'alimentation secteur, vérifiez que l'alimentation est fournie, vérifiez les fusibles.

2. Vérifiez que le dispositif de courant résiduel (RCD) est alimenté et n'est pas déclenché

**Baignoire ou siège judders / Bruyant pendant le fonctionnement**

3. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction sur/dans ou autour de la baignoire

4. Vérifiez que la baignoire est de niveau ajuster les jambes comme il convient

5. Vérifiez s'il y a encrassement ou obstruction

**Baignoire qui fuit de l'eau**

1. Inspecter visuellement les dommages causés par la baignoire

2. Inspecter la tuyauterie des tuyaux flexibles

3. Inspecter la tuyauterie d'alimentation chaude et froide

4. Inspecter les tuyaux de déchets

5. Vérifiez la porte pour tout signe de perte d'eau

**Baignoire inégal cas**

- Vérifiez que la baignoire est de niveau ajuster les jambes selon le cas

**Panneaux de baignoire touchant ou bruyants**

1. Inspecter les panneaux de baignoire pour s'assurer qu'ils sont correctement ajustés et alignés

## GARANTIE

Nos produits de baignoire sont garantis pour une période de douze mois à compter de la date de livraison. Toutes les pièces sont couvertes contre les défauts qui peuvent survenir à la suite de matériaux défectueux, d'une fabrication ou d'une construction de qualité inférieure.

Les baignoires ne sont pas couverts pour tout problème pouvant survenir lors de l'installation ou de la planification du site, sauf si cela est effectué par notre équipe d'installation d'**Access Walk in Baths**. Toute conséquence résultant d'une manipulation non qualifiée ou incorrecte du produit n'est pas couverte par cette garantie.

Les articles suivants, lorsqu'ils sont fournis par **Access Walk in Baths**, sont garantis pour une période de douze mois à compter de la date de fourniture des pièces uniquement (les frais de main-d'œuvre ne sont pas couverts).

1. Robinet de remplissage de baignoire ou bec verseur et déviateur.
2. Assemblage des déchets.

Les robinets de baignoire sont des accessoires exclusifs et, en tant que tels, bénéficient d'une garantie standard du fabricant.



**REMARQUE:** Nous recommandons l'installation de mitigeurs thermostatiques (TMV) qui doivent être ajustés pour la température de refoulement appropriée par l'installateur.

### Électrique

Tous les composants électriques montés sur **Access Walk in Baths** sont marqués pour être conformes aux normes en vigueur .

Les appareils électriques ne doivent pas être remplacés par d'autres composants sans l'autorisation de

#### **Accès Walk in Baths.**

Le défaut d'obtenir une telle autorisation exonère la société de toute responsabilité en cas de manquement ultérieur.

# AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

## AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Votre baignoire fait partie d'une gamme de produits conçus et fabriqués pour que les baigneurs conservent leur autonomie à la maison.

Assurez-vous de lire et de bien comprendre ce manuel d'utilisation. Ces informations sont essentielles pour assurer un fonctionnement correct et que la baignoire fonctionne de la manière prévue, dans l'intérêt de la sécurité à tout moment, tant pour le baigneur que pour l'opérateur.

Veillez utiliser ce baignoire de la manière suggérée dans ce manuel. Gainsborough Healthcare Group n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation abusive du produit.

Il est essentiel que des évaluations régulières du baigneur soient effectuées pour s'assurer que la baignoire reste approprié. Gainsborough Healthcare Group n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation individuelle des produits. Ce baignoire est uniquement à des fins d'hygiène et de relaxation. NE PAS utiliser à d'autres fins. Des accessoires (facultatifs) peuvent être installés qui peuvent avoir des caractéristiques sensorielles qui sont pour le plaisir et la détente du baigneur. Pour s'assurer que ces caractéristiques sont utilisées correctement, l'état des baigneurs doit être évalué avant l'opération.

Des modifications non approuvées et non autorisées du baignoire ou des changements importants dans l'environnement immédiat du baignoire et de son installation peuvent affecter d'importantes fonctions liées à la sécurité et à la performance. Gainsborough Healthcare Group n'est pas responsable des incidents de sécurité ou des problèmes de performance fonctionnelle résultant de telles modifications.

Si vous avez des questions concernant le manuel d'utilisation ou le fonctionnement du baignoire, n'hésitez pas à contacter CREE.

### Service d'assistance technique :

**0 899 493 251**

**Service 0,60 €/min  
+ prix appel**



Développer l'espace de liberté

