

QR code pour
vidéo de
montage

Ropox Diagokit

Manuel utilisateur

Instruction de montage

Veuillez conserver en permanence ce manuel à proximité du dispositif!

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES.....	1
1. INTRODUCTION	3
2. DISPOSITIF CONFORME AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES.....	3
3. UTILISATION	3
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	4
5 COTATIONS.....	5
5.1 <i>Dimensions à respecter.....</i>	<i>5</i>
5.2 <i>Assemblage – Voir dimensions page suivante</i>	<i>6</i>
5.3 <i>Dimensions du cadre.....</i>	<i>7</i>
5.5 <i>Position par rapport aux meubles à hauteur fixe.....</i>	<i>8</i>
6. NOTICE D'INSTALLATION : SCHÉMAS.....	8
6.1 <i>Branchement des câbles</i>	<i>12</i>
6.2 <i>Montage du support de câble d'alimentation</i>	<i>15</i>
6.3 <i>Montage du meuble</i>	<i>15</i>
6.4 <i>Montage de la plaque de sécurité</i>	<i>17</i>
6.4.1 <i>Possibilités de placement</i>	<i>17</i>
6.4.2 <i>Montage sur le meuble</i>	<i>18</i>
6.5 <i>Connexion de la plaque de sécurité</i>	<i>20</i>
7. INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES SYSTÈMES À 2 UNITÉS.....	22
7.1 <i>Connexions des câbles.....</i>	<i>22</i>
7.2 <i>Montage du support de câble d'alimentation</i>	<i>25</i>
7.3 <i>Montage des meubles</i>	<i>26</i>
7.4 <i>Montage des plaque de sécurité</i>	<i>26</i>
8. TEST DE FONCTIONNEMENT.....	28
9. LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES.....	29
LISTE DES PIÈCES DE DIAGOKIT, L=60-180CM.....	29
10. OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR DIAGOKIT.....	31
11. POSITION DES SPOTS A LED SUR LES PLAQUES DE SECURITE A SPOTS INTEGRES	33
12. SECURITE LORS DE L'UTILISATION.....	34
13. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	35
13.1 <i>Nettoyage du châssis</i>	<i>35</i>
13.2 <i>Maintenance.....</i>	<i>35</i>
13.3 <i>Calendrier d'inspection, d'utilisation et d'entretien</i>	<i>36</i>
14. PANNES ET RESOLUTIONS	36
14.1 <i>La hauteur du cadre ne peut être ajustée.....</i>	<i>37</i>
15. MARQUAGE CE.....	38
16. RÉCLAMATIONS	39

1. Introduction

Diagokit est un châssis électrique à hauteur réglable pour éléments muraux.

Diagokit est particulièrement adapté aux utilisateurs à mobilité réduite ou aux personnes qui ont des difficultés à atteindre les étagères supérieures des éléments muraux.



Ce document doit être conservé EN PERMANENCE à proximité du dispositif. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation.

Ce mode d'emploi s'adresse à tous les utilisateurs. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions afin de bien les comprendre.

Ce manuel doit être accessible à tous les utilisateurs ; conservez-le à proximité du dispositif, notamment si vous déplacez le châssis.



Tout dispositif électrique à hauteur réglable présente un risque d'écrasement pour les utilisateurs. Par conséquent, ce dispositif doit uniquement être manipulé par des adultes ou sous la surveillance d'adultes compétents, ayant lu et compris l'importance de la section 10, relative aux règles de sécurité, du présent mode d'emploi.

Une utilisation et un entretien adéquats sont essentiels pour une efficacité et une sécurité maximales.

2. Dispositif conforme aux directives européennes

Ce dispositif a reçu une homologation CE car il est conforme aux directives actuelles relatives aux appareils électriques, CEM et appareils basse tension. Il respecte donc les critères de sécurité de base. Voir la déclaration de conformité CE, à la section 13.

Lorsque ces châssis sont montés ou branchés sur d'autres composants électriques, l'assemblage obtenu est considéré comme un dispositif à part entière. Les dangers de cet assemblage doivent donc être à nouveau évalués afin de pouvoir recevoir la certification CE.

3. Utilisation

Diagokit a pour but de fournir à l'utilisateur une hauteur de plan de travail optimale. En effet, Diagokit permet d'obtenir des éléments muraux à hauteur réglable. Diagokit ne doit EN AUCUN CAS être utilisé comme table élévatrice ou lève-patient.

Ce dispositif doit être utilisé en intérieur, dans des conditions correspondant aux températures et taux d'humidité indiqués à la section 4.



La boîte de commande est conforme au degré de protection IP32/II. Elle doit impérativement être installée selon la réglementation relative à l'alimentation électrique en vigueur dans votre pays.

4. Caractéristiques techniques

Nom du dispositif :	Diagokit
Référence des éléments :	Référence des éléments : Largeur des éléments muraux de 40 à 180 cm tous les 10 cm : 04077-xxx-1 (xxx de 040 pour 40cm à 120 pour 120cm) 04067-yyy-1 (yyy de 130 pour 130cm à 180 pour 180cm)
Matériau :	Conduits en acier soudé ST 37 et divers éléments en plastique
Traitement de la surface :	Chromate bleu, revêtement par pulvérisation
Alimentation électrique :	230VAC / 2,5A / 50Hz
Énergie en veille :	1W
Tension de la boîte de commande :	24VDC
Cycle de service :	Max. 10 % pour 1 min. d'activité / 9 min. de pause
Charge maximale supportée par le châssis :	120 kg répartis uniformément sur tout le châssis
Vitesse :	Environ 2 ^{mm} / _{sec} - Environ 23 sec. pour un mouvement complet
Température :	5-45° C
Humidité ambiante :	5-85 % (sans condensation)
Réclamations:	Voir la section « Réclamations » page 20.
Fabricant:	Ropox A/S, DK-4700 Naestved, Tél. : +45 55 75 05 00 Fax : E-mail : info@ropox.dk - www.ropox.com
Importateur:	CREE SAS, Zi du RECOU, 69520 GRIGNY – France Tél : 0472240899 – E-mail : cree@cree.fr – www.cree.fr

5 Cotations

5.1 Dimensions à respecter

Veillez à ce que les câbles électriques reliés à la boîte de commande soient souples et ne freinent pas le mouvement vertical du châssis.


Dimensions du châssis sur ce plan :



Hauteur des éléments muraux : **704 mm** (si vous utilisez des éléments muraux d'une hauteur différente, adaptez les dimensions de ce plan).

(Hauteur des éléments muraux pouvant être utilisés : 704 à 920 mm)

Hauteur entre le sol et le bord supérieur de l'élément mural : **2 120 mm** (si la hauteur de votre installation est différente, adaptez les dimensions de ce plan).




* La hauteur peut être ajustée individuellement


** Dépend de la hauteur du meuble haut

*** Dépend de la hauteur du meuble haut et de ses dimensions

5.2 Assemblage – Voir dimensions page suivante

 Zone de renfort minimum du mur. La cloison doit être adaptée au visage


 Zone d'installation électrique

 Zones de câblage

Prévoir de faire descendre le câble du Diagokit jusqu'au bandeau frontal du plan de travail, pour y fixer le contacteur de commande.

Nous recommandons l'insertion dans la cloison d'un conduit où puisse passer ce câble (prévoir $\varnothing 3\text{cm}$).

Si un meuble haut est placé à côté du Diago, alors il est possible de faire passer le câble dans ce meuble, ce qui évite d'avoir à insérer un conduit dans la cloison.



40 – 120 cm

Charge max. 120kg répartis uniformément, selon la norme DS/EN 12182, basée sur 9 ensembles vis/boulons.

130 – 180 cm


Charge max. 220kg répartis uniformément, selon la norme DS/EN 12182, basée sur 18 ensembles vis/boulons

Charge minimum par ensemble vis/boulon:

60kg


L'installateur a la responsabilité d'utiliser des chevilles et fixations adaptés à la cloison

5.3 Dimensions du cadre




Nota! – Si la plaque de sécurité n'est pas utilisée, un meuble moins profond peut être utilisé!


Largeur du meuble 40-50 cm



Largeur du meuble 60-120 cm



Largeur du meuble 130-180 cm



5.5 Position par rapport aux meubles à hauteur fixe

Une installation de Diagokit avance les placards de 115mm + -3mm du mur. Pour aligner l'ensemble des meubles (fixes et à hauteur variable) nous vous recommandons d'installer le système Diagokit en premier.




6. Notice d'installation : schémas




Ce dispositif doit impérativement être installé par des personnes compétentes.


Avant d'installer ce dispositif, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces. (Voir la liste des éléments à la section 8.)

Hauteur de l'élément mural (par rapport au sol) = 2120 mm ; voir plan page 5












Desserrez l'écrou et décrochez le chemin de câble






Fixez l'unité au mur.

Repositionnez le chemin de câble derrière son écrou et resserrez-le.




6.1. Branchement des câbles

1: Branchez le câble d'alimentation et mettez l'unité sous tension





2: Branchez le câble moteur sur M1




3: branchez le câble de la commande sur le cordon spiral blanc.

Effectuez un reset du cadre en l'amenant à sa position la plus haute




Lorsque l'interrupteur de commande est positionné à son emplacement final, utilisez les boîtes de protection des connecteurs comme illustré ci-dessus

6.2 Montage du support de câble d'alimentation




Emplacement recommandé vu de dessus:

A gauche du boîtier de contrôle





Emplacement recommandé vu de côté:

Plus bas que le haut du meuble en position haute.



6.3 Montage du meuble

Installez les placards sur le châssis coulissant et vissez




Fixez le bas du placard

6.4 Montage de la plaque de sécurité


La plaque de sécurité est un accessoire du Diagokit

6.4.1 Possibilités de placement

1: montage à fleur par rapport à l'arrière




2: Montage à fleur par rapport à l'avant



6.4.2 Montage sur le meuble



Placez la plaque de sécurité au centre, sous le meuble. La plaque de sécurité peut être alignée avec l'arrière du meuble ou bien le devant (porte). Maintenez la plaque de sécurité en place et vissez-la.



Vissez la plaque au meuble.

6.5 Connexion de la plaque de sécurité




Dans le côté droit de la plaque de sécurité il ya une résistance de 2,2k Ω jaune montée.



Retirer la résistance de 2,2k Ω jaune du cordon marqué S2




Connectez la rallonge pour le cordon marqué S2 et le fixer avec des serre-câbles comme indiqué.





Branchez le cordon d'extension de la plaque de sécurité.

7. Instructions de montage pour les systèmes à 2 unités



Montez les 2 unités comme décrit à la page 9-12




7.1 Connexions des câbles

1: Branchez le câble d'alimentation et mettez l'unité sous tension

2: Connectez le câble moteur de l'unité 1 sur M1

3: Connectez le câble moteur de l'unité 2 sur M2



4: branchez le câble de la commande sur le cordon spiral blanc.

Effectuez un reset du cadre en l'amenant à sa position la plus haute


7.2 Montage du support de câble d'alimentation

Voir page 14.




7.3 Montage des meubles


Voir page 15




7.4 Montage des plaque de sécurité




Montez les plaques de sécurité comme indiqué aux pages 16-18



Placez le cavalier avec une résistance de $2,2k\Omega$ jaune sur le côté droit de la plaque d'arrêt de sécurité (côté droit depuis la face avant)



Interconnectez les deux câbles pour plaques de sécurité dans le milieu



Branchez le câble d'extension depuis le boîtier de contrôle à la plaque d'arrêt de sécurité sur le côté gauche (côté gauche depuis la face avant) et fixer le avec des serre-câbles comme indiqué en page 20

8. Test de fonctionnement

Une fois le dispositif installé, les fonctions doivent être testées avant toute utilisation. Ce test doit être réalisé par des personnes compétentes, et ce une fois par an.

Test à réaliser avant de brancher le dispositif sur le secteur :

1. Vérifiez que le dispositif a été installé selon les instructions fournies.
2. Vérifiez que tous les boulons sont bien serrés.
3. Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement et que les prises sont bien enfoncées.
4. Vérifiez qu'aucun poids n'est posé sur le châssis.
5. Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche le châssis d'effectuer un mouvement vertical dans les limites prévues.

Procédure de démarrage

1. Branchez le câble d'alimentation secteur et allumez
2. Branchez les câbles du moteur à M1 et M2
3. Branchez la commande du dispositif à la télécommande
4. Appuyez sur le bouton BAS du dispositif afin de placer le châssis en position inférieure ; vérifiez alors que le mouvement se fait uniformément et librement. Assurez-vous que les raccords suivent le mouvement du châssis sans se faire pincer. Le châssis est désormais réinitialisé.
5. Appuyez sur le bouton HAUT du dispositif pour placer le châssis en position supérieure ; vérifiez que le mouvement se fait uniformément et librement. Assurez-vous que les raccords suivent le mouvement du châssis sans se faire pincer.

Si vous avez fixé une plaque de sécurité sous l'élément mural, veuillez la tester selon la procédure suivante :

Appuyez sur le bouton BAS du dispositif et laissez descendre le châssis de 2-5 cm, et activez la plaque de sécurité. Le châssis doit alors cesser son mouvement vers le bas, remonter de 1-2 cm, puis s'immobiliser.

Si vous avez branché une Smartbox sur ce dispositif (dans le cas où une table FlexiElectric serait installée sous cet élément mural), veuillez suivre les instructions fournies avec la Smartbox.

Avant d'être utilisé, le châssis doit passer tous ces tests avec succès. Voir également la section 10, « Règles de sécurité ».

9. Liste des pièces détachées

Liste des pièces de Diagokit, L=60-180cm

Élément Diagokit 30-40906 à 30-40912 :

1 pièce

Éléments de Diagokit :

30*40999-098 Support L=60-120cm

1 pièce

30*40999-160 Pièce tubulaire pour support supérieur

2 pièces

Élément Diagokit 30-40913 à 30-40918 :

2 pièces

Éléments de Diagokit :

30*40999-148 Support L=130-180cm

1 pièce

30*40999-160 Pièce tubulaire pour support supérieur

4 pièces

Support supérieur selon la largeur des unités :

30*40999-104 Support supérieur, unité de 60cm de large 1 pièce

30*40999-135 Support supérieur, unité de 70 cm de large 1 pièce

30*40999-137 Support supérieur, unité de 80 cm de large 1 pièce

30*40999-139 Support supérieur, unité de 90 cm de large 1 pièce

30*40999-141 Support supérieur, unité de 100 cm de large 1 pièce

30*40999-143 Support supérieur, unité de 110 cm de large 1 pièce

30*40999-117 Support supérieur, unité de 120 cm de large 1 pièce

30*40999-133 Support supérieur, unité de 130 cm de large 1 pièce

30*40999-150 Support supérieur, unité de 140 cm de large 1 pièce

30*40999-104 Support supérieur, unité de 150 cm de large 1 pièce

30*40999-135 Support supérieur, unité de 160 cm de large 1 pièce

30*40999-137 Support supérieur, unité de 170 cm de large 1 pièce

30*40999-137 Support supérieur, unité de 180 cm de large 1 pièce

95070509 Vis pour support supérieur

4 - 8 pièces

Support inférieur selon la largeur des unités :

30*40999-144 Support inférieur, unité de 60 cm de large 1 pièce

30*40999-125 Support inférieur, unité de 70 cm de large 1 pièce

30*40999-126 Support inférieur, unité de 80 cm de large 1 pièce

30*40999-127 Support inférieur, unité de 90 cm de large 1 pièce

30*40999-128 Support inférieur, unité de 100 cm de large 1 pièce

30*40999-129 Support inférieur, unité de 110 cm de large 1 pièce

30*40999-115 Support inférieur, unité de 120 cm de large 1 pièce

30*40999-151 Support inférieur, unité de 130 cm de large 1 pièce

30*40999-152 Support inférieur, unité de 140 cm de large 1 pièce

30*40999-153 Support inférieur, unité de 150 cm de large 1 pièce

30*40999-154 Support inférieur, unité de 160 cm de large 1 pièce

30*40999-155 Support inférieur, unité de 170 cm de large 1 pièce

30*40999-118 Support inférieur, unité de 180 cm de large 1 pièce

95091441 Vis pour support inférieur

4 - 16 pièces



Boîte de commande pour L=60-120 cm (26,5 x 10,5 x 3,7 cm) 30*40903-008:



Éléments de la boîte de commande :

96000592 Câble d'alimentation 1 pièce

93000164 Rallonge 350 cm + câble spiraté pour boutons de commande, blanc 1 pièce



30-67840 Bouton de commande standard (3 x 6 cm) + câble de 150 cm 1 pièce



96000155 Protection adhésive 10 pièces



96000165 Serre-câbles noirs 10 pièces



95134017 Fraise 4 x 17 35 pièces


Boîte de commande pour L=130-180 cm (26,5 x 10,5 x 3,7 cm) 30*40903-009:



Éléments de la boîte de commande :

96000592 Câble d'alimentation 1 pièce

93000164 Rallonge 350 cm + câble spiraté Pour boutons de commande, blanc 1 pièce



30-67840 Bouton de commande standard (3 x 6 cm) + câble de 150 cm 1 pièce



96000155 Protection adhésive 10 pièces



96000165 Serre-câbles noirs 10 pièces



95134017 Fraise 4x17 35 pièces



10. Options et accessoires pour Diagokit

Câble en Y 96000629 :

À utiliser lorsque plusieurs boîtes de commandes sont montées.

1 pièce



Commande infrarouge 30-67847 :

Télécommande + capteur infrarouge (câble de 250 cm)

Portée : 150-200 cm

1 pièce



Boutons de commande grande taille (14 x 7 cm) 30-67841 :

Pour personnes handicapées, fourni avec un câble de 150 cm

1 pièce



Plaque de sécurité 30-416xx-9 :

Circuit de sécurité plus rallonge (câble de 250 cm)

Plaque en acier plus éléments pour la fixation.

1 pièce



Smartbox 30-69002-1 :

Accessoire pour plaque de sécurité

Nécessaire lorsque le châssis VertiElectric est installé au-dessus d'une table FlexiElectric.

1 pièce



Rallonge 30-67870 :

250 cm (noire) pour plaque de sécurité

1 pièce



Rallonge spiralee 30-67871:
















L =25-100 cm (noire) pour plaque de sécurité

1 pièce




Plaque de sécurité avec spots led 12V 10W et transformateur

Câbles inclus

04082-040 Plaque de sécurité 40cm avec spot(s) intégré(s)	1pc	
04082-050 Plaque de sécurité 50cm avec spot(s) intégré(s)	1pc	
04082-060 Plaque de sécurité 60cm avec spot(s) intégré(s)	1pc	
04082-070 Plaque de sécurité 70cm avec spot(s) intégré(s)	2pc	
04082-080 Plaque de sécurité 80cm avec spot(s) intégré(s)	2pc	
04082-090 Plaque de sécurité 90cm avec spot(s) intégré(s)	2pc	
04082-100 Plaque de sécurité 100cm avec spot(s) intégré(s)	2pc	
04082-110 Plaque de sécurité 110cm avec spot(s) intégré(s)	2pc	
04082-120 Plaque de sécurité 120cm avec spot(s) intégré(s)	2pc	
04082-130 Plaque de sécurité 130cm avec spot(s) intégré(s)	3pc	
04082-140 Plaque de sécurité 140cm avec spot(s) intégré(s)	4pc	
04082-150 Plaque de sécurité 150cm avec spot(s) intégré(s)	4pc	
04082-160 Plaque de sécurité 160cm avec spot(s) intégré(s)	4pc	
04082-170 Plaque de sécurité 170cm avec spot(s) intégré(s)	4pc	
04082-180 Plaque de sécurité 180cm avec spot(s) intégré(s)	4pc	

11. Position des spots à LED sur les plaques de sécurité à spots intégrés

Si les plaques de sécurité à spots intégrés sont choisies, les spots seront disposés comme suit.





12. Sécurité lors de l'utilisation

- Diagokit Electric ne doit être utilisé que par des personnes qui ont lu et bien compris ces instructions.
- Diagokit Electric est un châssis réglable en hauteur par voie électrique. Même si des butées de sécurité ont été montées, il est important de veiller à ce qu'aucune personne, animal ou objet ne se trouve sous le dispositif pendant sa manipulation.
- Diagokit Electric est un module de placard ; ce dispositif ne doit EN AUCUN CAS être utilisé comme dispositif de levage ou lève-patient.
- Utilisez toujours le dispositif d'une manière qui exclut tout risque de dommages corporels ou matériels. Il incombe à la personne qui manipule le dispositif de prendre ces précautions.
- Les enfants et les personnes à l'acuité visuelle réduite doivent toujours être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent ce dispositif.
- Si le dispositif est installé dans un lieu public accessible aux enfants et aux personnes à l'acuité visuelle réduite, l'utilisateur qui active ce dispositif doit être particulièrement vigilant afin d'éviter toute situation dangereuse.
- Le dispositif doit être placé dans un espace suffisamment dégagé pour permettre le réglage de la hauteur.
- En cas d'erreur ou de matériel endommagé, n'actionnez pas le dispositif.
- Ne placez jamais un poids excessif sur le dispositif, et veillez à ce que toute charge soit répartie de manière adéquate.
- N'utilisez pas ce dispositif dans un environnement présentant des risques d'explosion.
- Lors d'inspections, de l'entretien ou de réparations, toute charge doit être retirée du dispositif.
- Aucune modification qui pourrait influencer sur les performances ou la conception du dispositif n'est autorisée.
- L'installation et les réparations doivent impérativement être réalisées par des personnes compétentes.
- En cas de montage non conforme aux présentes instructions, le droit de porter réclamation pourra être annulé.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange Ropox. Le droit de porter réclamation pourra être annulé si vous utilisez des pièces de rechange d'un autre fabricant.

13. Nettoyage et entretien


13.1 Nettoyage du châssis

	Avant de nettoyer le châssis, assurez-vous qu'il n'est pas branché sur le secteur. Ne mettez jamais les composants électriques en contact avec de l'eau.	
---	---	---

Pour nettoyer le châssis, utilisez un tissu humidifié à l'eau tiède, ainsi que des détergents ordinaires. N'utilisez pas de produits corrosifs / abrasifs, ni de brosses, éponges ou tissus abrasifs.

Une fois le nettoyage terminé, séchez le châssis.

13.2 Maintenance

	L'installation, l'entretien et les réparations doivent être réalisées par des personnes compétentes.
---	--

Le châssis ne nécessite pas d'entretien, et les éléments mobiles sont lubrifiés à vie. Toutefois, dans un souci de fiabilité, nous vous recommandons de procéder à une inspection du châssis une fois par an :

- Vérifiez que tous les boulons sont bien serrés.
- Vérifiez qu'aucun problème n'entrave le mouvement du châssis de la position inférieure à supérieure.
- **Réinitialisation du châssis** : appuyez sur le bouton BAS du dispositif pour placer le châssis en position inférieure. Appuyez à nouveau sur le bouton BAS pendant environ 5 secondes pour réinitialiser la boîte de commande. Vérifiez que le mouvement de l'élément mural se fait uniformément et librement. Vérifiez que rien n'entrave le mouvement du câble électrique.
- Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement et qu'ils ne sont pas endommagés.

Après chaque inspection, pensez à remplir le calendrier d'entretien.

Utilisez uniquement des pièces de rechange Ropox. La garantie peut être annulée si vous utilisez des pièces de rechange d'un autre fabricant.

Inspection et entretien N° de série :
Date : _____
Signature : _____
Commentaires : _____ _____

Inspection et entretien N° de série :
Date : _____
Signature : _____
Commentaires : _____ _____

Inspection et entretien N° de série :
Date : _____
Signature : _____
Commentaires : _____ _____

Inspection et entretien N° de série :
Date : _____
Signature : _____
Commentaires : _____ _____

Inspection et entretien N° de série :
Date : _____
Signature : _____
Commentaires : _____ _____

Inspection et entretien N° de série :
Date : _____
Signature : _____
Commentaires : _____ _____

Inspection et entretien N° de série :
Date : _____
Signature : _____
Commentaires : _____ _____

Inspection et entretien N° de série :
Date : _____
Signature : _____
Commentaires : _____ _____

14. Pannes et résolutions

14.1 La hauteur du cadre ne peut être ajustée

1. Vérifier la tension réseau et à l'unité de contrôle et que l'appareil est sous tension.
2. Vérifiez les câbles et les connexions entre la boîte de commande et les moteurs.
3. Vérifiez les câbles et les connexions entre la boîte de contrôle et l'interrupteur de commande.
4. Vérifiez les connexions du câble de retour entre la plaque de sécurité, et la boîte de commande.
(Voir instructions de montage page 12).
5. Vérifiez que la plaque de sécurité n'a pas été activée.

Procédure de réinitialisation

- 6 Si rien de ce qui est au-dessus n'a solutionné le problème:
 - Videz le meuble de toute charge
 - Déconnectez les câbles moteurs
 - Déconnectez le câble d'alimentation principale
 - Branchez le câble d'alimentation principale
 - Branchez les câbles moteurs
 - Remonter le Diagokit dans sa position haute pour le réinitialiser.

15. Marquage CE

Nom du dispositif :	Diagokit
N° de référence	N° de référence
	Largeur de l'élément mural 40-180 cm : 30-40904-5 30-40918-5

Tous appartiennent à la catégorie de risques I et sont conformes aux directives et normes mentionnées ci-dessous :

DIRECTIVES

Directive « Machines » 2006/42/EC

NORMES

DS/EN 12182: 2012	Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap - exigences générales et méthodes d'essai
DS/EN 14971: 2012	Dispositifs médicaux - application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux Analyses des risques conformément à la directive « Machines » 2006/42/EC
DS/EN 60335-1: 2012	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité – Partie 1 : Exigences générales
DS/EN 9999: 2011 :	Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap - Classification et terminologie

Dato: 01-12-2016



Tommy Jensen
Adm/direktør

16. Réclamations

Veillez consulter nos conditions générales de vente et de livraison sur notre site Internet www.cree.fr

Service d'assistance technique :

0 899 493 251

**Service 0,60 €/min
+ prix appel**



Développer l'espace de liberté

**Conservez en permanence ce document à
proximité du dispositif.**

CE

CREE SA

ZI du RECOU
69520 GRIGNY

E-mail : cree@cree.fr

www.cree.fr