




VELA Tango

MODELES: 300, 300E & 310E



ISO 9001
ISO 14001

Le design de la chaise dépend du modèle

Table des matières

1.0. INTRODUCTION	3
1.1. AVERTISSEMENTS	4
1.2. DÉPANNAGE	5
1.3. VELA TANGO ELECTRIQUE	6
1.3.1. Alimentation électrique	6
1.3.2. Émissions	6
1.4. Étiquettes utilisées sur la chaise	6
1.5. Sécurité	7
1.5.1. Utilisation prévue	7
1.5.2. Transport	7
1.6. Garantie	8
1.7. Déballer la chaise	8
1.8. Maintenance	8
1.8.1. Roues	8
1.8.2. Cadre	8
1.8.3. Rembourrage	8
1.8.4. Guide de recyclage	9
1.9. Recyclage et élimination	9
2.0. Manuel d'utilisation	10
2.0.1. Ajustement en hauteur (EI)*	10
2.0.2. Ajustement en hauteur (Manuel)*	10
2.0.3. Contrôle de la télécommande (EI)*	10
2.0.4. Ajustement de la profondeur d'assise	10
2.0.5. Ajustement du dossier	11
2.0.6. Réglage du dossier	11
2.0.7. Ajustement de la hauteur des accoudoirs	11
2.0.8. Ajustement de la largeur des accoudoirs	11
2.0.9. Frein*	12
2.0.10. Chargeur (EI)*	12
2.0.11. Support de déambulation*	12
2.0.12. Frein électrique (EI)*	12
2.0.13. Frein 4 roues*	13
2.0.14. Accessoires	13

1.0. INTRODUCTION

CHER CLIENT

Nous vous félicitons pour votre nouveau fauteuil VELA !
Nous sommes convaincus que ce fauteuil vous procurera un plaisir quotidien. Ce manuel d'utilisation contient des informations utiles pour le réglage, l'utilisation et l'entretien de votre fauteuil.

Important :

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour pouvoir vous y référer en cas de besoin. Ce manuel est également disponible sur le site Internet de CREE www.cree.fr où vous trouverez également d'autres informations utiles.

Si vous avez des questions, si vous constatez des erreurs ou des effets indésirables, veuillez contacter votre fournisseur CREE.

1.1. AVERTISSEMENTS



UTILISATION	En cas de réaction allergique, cessez d'utiliser la chaise et consultez un médecin.
UTILISATION	N'utiliser que des pièces de rechange d'origine VELA
UTILISATION	N'utilisez que le chargeur fourni pour recharger le fauteuil
UTILISATION	Ne modifiez pas les accessoires fournis avec la chaise.
UTILISATION	N'utilisez la chaise que pour l'usage auquel elle est destinée
UTILISATION	Le frein de la chaise doit toujours être enclenché lorsque vous vous asseyez ou vous levez.
UTILISATION	N'utilisez jamais le fauteuil sur des surfaces avec des différences de niveau, car le fauteuil pourrait devenir instable.
UTILISATION	L'entretien autre que le nettoyage doit toujours être effectué par un professionnel.
UTILISATION	Ne réparez jamais le fauteuil lorsqu'il est en cours d'utilisation
UTILISATION	Suivez toujours les instructions d'entretien et de nettoyage recommandées
UTILISATION	Les fonctions du fauteuil sont destinées à l'utilisateur. Seul l'utilisateur ou des professionnels formés à cet effet peuvent régler le fauteuil lorsque l'utilisateur est assis dessus.
UTILISATION	N'utilisez jamais le réglage électrique de la hauteur pendant plus de deux minutes à la fois.
UTILISATION	En cas d'erreur électrique ou de réglage involontaire de la hauteur, appuyez simultanément sur les deux boutons de réglage de la hauteur pendant 10 secondes.
UTILISATION	Risk of shearing or squeezing fingers in moving parts. Therefore, never use the chair if someone is touching underneath the seat
Risque d'étouffement	Risque de cisaillement ou d'écrasement des doigts dans les pièces mobiles. Par conséquent, n'utilisez jamais le fauteuil si quelqu'un touche le dessous de l'assise.
Risque d'étouffement	Si le fauteuil est équipé d'un réglage électrique de la hauteur, des câbles sont présents. Ne laissez jamais les enfants jouer avec ces
Bruit électrique	L'utilisation de câbles autres que les câbles standard peut augmenter les émissions électriques ou réduire l'immunité électrique.
Bruit électrique	Évitez de placer la chaise à proximité d'appareils qui émettent des bruits électriques.
Bruit électrique	Le fauteuil ne peut être utilisé qu'avec les accessoires mentionnés dans le présent manuel, sous peine de provoquer des interférences électromagnétiques.
Bruit électrique	Si la chaise se déplace involontairement ou ne fonctionne pas comme prévu, trouvez un autre emplacement pour la chaise.

1.2. DÉPANNAGE

Problème	Cause possible et solutions
Le réglage électrique de la hauteur ne fonctionne pas	La batterie du fauteuil n'est pas alimentée. Chargez la batterie à l'aide du chargeur fourni
Le réglage manuel de la hauteur ne fonctionne pas	La charge sur le fauteuil est trop importante ou inégale. Essayez de régler la hauteur sans vous asseoir sur le fauteuil. Si cela ne fonctionne pas, la cartouche de gaz est défectueuse et doit être remplacée. Contactez votre fournisseur CREE
La fonction de freinage ne fonctionne pas	Le frein n'est pas activé. Voir section 2.0.9.
L'accoudoir semble mal fixé	L'une des vis à main est peut-être desserrée. Serrer la vis à main
La chaise roule mal	Les roues sont bloquées. Nettoyer les roues pour éliminer les résidus de fil de fer et autres.

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, contactez votre fournisseur CREE.

I.3. VELA TANGO ÉLECTRIQUE

I.3.1. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Voltage: 24Vdc

Courrant: 0.5A

Puissance: 12VA

Un fauteuil VELA doté de fonctions électriques a été testé et répond aux exigences actuelles en matière de rayonnement électromagnétique (exigences CEM). Le fauteuil a été testé selon les spécifications suivantes :

:: Emission class CISPR II, Group I, Class B

I.4. ÉTIQUETTES UTILISÉES SUR LA CHAISE

Avertissement	Risque de cisaillement et d'écrasement : Tenir les mains et les doigts à l'écart des pièces mobiles	
Symbole	Lire le "Mode d'emploi" avant l'utilisation	
Symbole	Partie utilisée : Type B cf. IEC60601-1 couvrant les zones suivantes de la chaise :	
Étiquettes	60 x 22,5 mm Les six derniers chiffres correspondent au numéro d'identification du produit : Cette étiquette ne s'applique qu'aux chaises avec des fonctions électriques : La chaise est homologuée IP21, ce qui correspond à une protection contre les gouttes d'eau, ainsi que contre le contact des doigts avec les parties dangereuses.	<Model name> <Model ref. no.> <Manufacturer> <Address> <Webpage> CE MEDICO <Safe working load> <Production date/order no.> UDI: (XX) XXXXXXXXXXXXXXX (XX) XXXXXX  Follow instructions for use  EN60601-1 IP21 Duty cycle: 10%, max. 2min/18min Blade fuse: 10A/32V, Input: 24V== 0.5A Storage limits -20°C / 60°C

Les étiquettes apposées sur le fauteuil doivent pouvoir être lues à une distance d'environ 40 cm dans des conditions normales de luminosité.

6 Pour les étiquettes relatives au fonctionnement du fauteuil, veuillez vous référer à la section 2.0.

GÉNÉRALITÉS

1.5. SÉCURITÉ

Ce fauteuil porte le marquage CE et est conforme à la réglementation européenne en vigueur. Le fauteuil est fabriqué par : VELA, Gøteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV, Danemark.

Le VELA Tango 300/310 avec fonctions électriques répond à toutes les exigences de sécurité selon IEC 60601-1, y compris les exigences de CEM selon IEC60601-1-2.

1.5.1. UTILISATION PRÉVUE

Ce dispositif est destiné à soutenir un utilisateur obèse en position assise pendant qu'il effectue les activités intérieures de la vie quotidienne, y compris les activités professionnelles.

: : Le fauteuil n'est pas conçu pour se tenir debout

: : Le frein de roue doit toujours être activée en position assise ou debout

Toutes les variantes du VELA Tango 300 sont testées et approuvées pour une charge maximale de 200 kg. Pour une utilisation optimale, le poids recommandé de l'utilisateur est de 130-160 kg.

Toutes les variantes du VELA Tango 300E ont été testées et approuvées pour une charge maximale de 200 kg. Pour une utilisation optimale, le poids de l'utilisateur recommandé est de 130-175 kg.

Toutes les variantes du VELA Tango 310E sont testées et approuvées pour une charge maximale de 300 kg. Pour une utilisation optimale, le poids de l'utilisateur recommandé est de 130-300 kg.

1.5.2. TRANSPORT

Lorsque vous transportez le fauteuil en voiture, en avion ou par tout autre moyen de transport, utilisez toujours le frein du fauteuil.

Voiture, en avion ou par tout autre moyen de transport, utilisez toujours le frein du fauteuil. Le fauteuil n'est pas homologué pour être utilisé comme siège passager dans un moyen de transport et ne doit pas être utilisé comme tel.

Le fauteuil est conçu pour être transporté dans les conditions environnementales suivantes :

Température : - 20°C à + 60°C

Humidité : 15-95%

Laissez le fauteuil reposer pendant 24 heures avant de l'utiliser s'il a été stocké à une température inférieure à - 10°C.

1.6. GARANTIE

VELA accorde un droit de réclamation en vertu du droit applicable dans le pays où le fauteuil est acquis. Le droit de réclamation ne s'applique qu'en cas d'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires d'origine, ainsi que de personnalisations effectuées par des professionnels.

Remarque : si un accord contractuel exclusif a été conclu directement avec VELA, cette disposition s'applique ! VELA n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au produit ou à l'utilisateur par :

- : : le transport
- : : l'utilisation abusive
- : : Usure normale
- : : Mauvaise utilisation
- : : Utilisation de pièces détachées et d'accessoires qui ne sont pas des produits originaux de VELA
- : : Les réglages effectués par des par des techniciens non autorisés

1.7. DÉBALLAGE DU FAUTEUIL

Le fauteuil est livré dans un emballage écologique et recyclable. En cas de défauts ou de dommages causés au fauteuil par le transport, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur VELA. Dans ce cas, n'essayez pas d'utiliser le fauteuil ou de le fixer vous-même.

A la livraison, vous avez reçu :
: : Chaise VELA
: : Un mode d'emploi
: : Chargeur (uniquement pour les chaises à fonctions électriques)

1.8. ENTRETIEN

Nous recommandons une inspection annuelle du fauteuil afin d'identifier toute pièce défectueuse ou usée. Toutes les pièces amovibles doivent être serrées régulièrement. Vous trouverez différents guides sur www.vela.eu.

1.8.1. ROUES

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement les roues et d'enlever tout résidu de filetage, etc.

1.8.2. CADRE

Nettoyer avec de l'eau tiède et, si nécessaire, ajouter un détergent au pH neutre.

1.8.3. REMBOURRAGE

Tissu : Nettoyer à l'aide d'un produit chimique, d'un nettoyeur pour meubles ou à l'eau avec un chiffon à poils durs. Tissu synthétique ou cuir : Nettoyer à l'eau ou au savon doux à l'aide d'un chiffon dur.

Cuir : Nettoyer à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse douce. Évitez d'utiliser un détergent.

Remarque : sur le site www.vela.eu, vous trouverez des instructions de nettoyage pour tous nos types de tissus d'ameublement standard.

I.8.4. GUIDE DU RECYCLAGE

Votre fauteuil VELA peut être réutilisé par une autre personne lorsque vous n'en avez plus besoin, à condition que le fauteuil soit révisé par un technicien au préalable.

La durée de vie du fauteuil est de cinq ans pour une utilisation régulière et correcte. Nous recommandons à VELA, à votre fournisseur VELA ou à un professionnel qualifié d'effectuer une inspection annuelle et de remplacer les pièces usées.



Il est important que vous rapportiez vos piles usagées aux systèmes établis. Vous contribuerez ainsi à ce que les piles soient recyclées conformément à la législation en vigueur et à ce qu'elles ne nuisent pas inutilement à l'environnement.

I.9. RECYCLAGE ET ÉLIMINATION

Ce produit contient des matériaux recyclables. Par conséquent, il doit être éliminé conformément aux réglementations locales et non avec les déchets ménagers ordinaires. Une mise au rebut et un recyclage corrects permettront d'éviter les effets négatifs sur l'environnement et les personnes.

Remarque : Les équipements électriques et électroniques et les piles qui les accompagnent contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être nocifs pour la santé humaine et l'environnement si les déchets ne sont pas traités correctement.

Les équipements électriques et électroniques et les piles sont marqués de l'icône ci-dessous. Cela signifie que les équipements électriques et électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés, mais doivent être collectés séparément.

2.0. MANUEL D'UTILISATION

Le ressort à gaz et le mécanisme de levage électrique ne doivent être remplacés que par un technicien VELA ou une personne formée dans ce domaine.

2.0.1. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (EL)*

Peut être actionné en appuyant sur l'interrupteur situé sur le côté de l'accoudoir droit ou gauche.

Remarque : VELA Tango El est également disponible avec un réglage en hauteur par commande manuelle (voir point 2.0.3.).

2.0.2. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (MANUEL)*


Le réglage s'effectue en tirant vers le haut la poignée située sous l'accoudoir du côté droit.


2.0.3. COMMANDE MANUELLE (EL)*

La commande manuelle permet de régler la hauteur du fauteuil à l'aide de boutons-poussoirs situés à l'avant.

2.0.4. RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ASSISE


La profondeur d'assise est réglée en desserrant les 2 boulons Unbrako situés sous l'assise (à côté de l'accoudoir du dossier), après quoi vous pourrez pousser le dossier d'avant en arrière. N'oubliez pas de resserrer fermement les boulons Unbrako après avoir réglé la profondeur de l'assise.






2.0.5. AJUSTEMENT DU DOSSIER

Le dossier est incliné en desserrant la petite vis sur le boulon du dossier, après quoi le dossier peut être ajusté à l'angle désiré. N'oubliez pas de serrer fermement le boulon une fois que l'angle correct a été atteint.




2.0.6. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER

La hauteur du dossier est réglée en desserrant les 4 boulons Unbrako qui se trouvent derrière l'accoudoir du dossier. Une fois qu'ils sont desserrés, la hauteur du dossier peut être réglée. N'oubliez pas de resserrer fermement les boulons Unbrako.



2.0.7. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ACCOUDOIR

Réglez la hauteur de l'accoudoir en desserrant les deux vis situées sous la barre de l'accoudoir et en réglant la hauteur de l'accoudoir. N'oubliez pas de resserrer fermement les vis.




2.0.8. RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE L'ACCOUDOIR

Régler en desserrant les deux vis sous le siège. N'oubliez pas de resserrer fermement les vis.

Remarque : Les accoudoirs ne peuvent être réglés que jusqu'à la marque rouge "stop".

* Dépend du modèle



2.0.9. FREIN*


Le frein du VELA Tango est activé en déplaçant vers l'avant la poignée située sur le côté du fauteuil. Déverrouillez le fauteuil en ramenant la poignée en position verticale.

Remarque : Le frein peut être monté à droite ou à gauche.




2.0.10. CHARGE (EL)*

Il est recommandé de recharger le fauteuil tous les jours. Pour charger le fauteuil, il suffit de brancher le chargeur sur l'interrupteur situé derrière le fauteuil, sous l'assise, du côté droit. Une LED s'allume en jaune lorsque le fauteuil est en charge et en vert lorsqu'il est complètement chargé. Remarque : le fauteuil ne doit pas être utilisé pendant la charge.



2.0.11. SUPPORT DE DÉAMBULATION*


Support de déambulation pour le transport d'une personne dans le fauteuil. Le support de déambulation est fixé à la pince supérieure du dossier.



2.0.12. FREIN ÉLECTRIQUE (EL)*

Le VELA Tango est équipé d'un frein électrique, commandé par une télécommande. Il est conseillé de freiner/déverrouiller complètement le frein à chaque fois.

Remarque : cette fonction ne peut être commandée que par la télécommande.



2.0.13. FREIN À 4 ROUES*

Il est activé par le frein à main/à pied sur tous les fauteuils, sauf sur les fauteuils équipés d'un frein électrique, où il est activé par la boîte à main ou les interrupteurs. Le frein à 4 roues freine toutes les roues et assure un siège stable sur les surfaces irrégulières ou inclinées.

Remarque : sur la version électrique, il est conseillé d'activer ou de désactiver complètement le frein lors de l'utilisation de cette fonction.

2.0.14. ACCESSOIRES

Ce fauteuil est disponible avec une série d'accessoires.

La liste complète des accessoires est disponible à l'adresse suivante : www.vela.eu

Note : Le chargeur est inclus en tant qu'accessoire lors de l'achat d'un fauteuil VELA avec fonctions électriques.

* Selon le modèle

Service d'assistance en ligne

CREE :

0 899 493 251

Service 0,60 €/min
+ prix appel



Développer l'espace de liberté