

FR



LEVABO[®]
medical

Distribué par



04 72 24 08 99
www.cree.fr
cree@cree.fr

Soulagement de la pression des talons


Prévention et traitement, catégorie 1-4



Nom	Pièces /carton	Taille en cm.	art. no.	Application	A propos du dispositif	Nappe de pression
Heel Up - Court	x12	18 x 32 x 25	LV70001		Protège-talon pour les utilisateurs mobiles et assis, typiquement en fauteuil roulant. Peut être utilisé à la fois pour la prévention et le traitement des escarres.	
Heel Up - Moyen	x12	18 x 39 x 25	LV70007		Protège-talon utile à la fois pour la prévention et le traitement des escarres. Généralement pour les utilisateurs aux jambes courtes. Plus utile pour les patients alités. Il soutient l'avant-pied et minimise le risque de pied tombant.	
Heel up - Long	x12	18 x 48 x 25	LV70002		Protège-talon utile à la fois pour la prévention et l'atténuation des escarres. Plus utile pour les patients alités. Il soutient le pied avant et minimise le risque de pied tombant.	
Heel up - Max	x12	18 x 50 x 30	LV70018		Protège-talon utile à la fois pour la prévention et l'atténuation des escarres. Très utile pour les patients alités et pour les utilisateurs avec un pied long. Il a une cellule d'air supplémentaire sous le pied, qui offre un soutien optimal de l'avant du pied.	
Heel up - FIXE Moyen	x10	18 x 39 x 25	LV70073	NEW	Protège-talon pour la prophylaxie et le soin des escarres. Pour les patients alités avec des mouvements au lit. La cellule d'air stabilisatrice et la ceinture fixe maintiennent le talon fixe.	
Heel up - FIXE Long	x10	18 x 48 x 25	LV70079	NEW	Protège-talon pour la prophylaxie et le soin des escarres. Pour les patients alités avec des mouvements au lit. La cellule d'air stabilisatrice et la ceinture fixe maintiennent le talon fixe.	

heel up^{care} kids

Kids - Moyen Pied : 15cm	15 cm	LV70038		Protège-talon utile à la fois pour la prévention et le traitement des escarres. Généralement pour les utilisateurs aux jambes courtes. Plus utile pour les patients alités. Il soutient l'avant-pied et minimise le risque de pied tombant.
Kids - Moyen Pied : 20 cm	20 cm	LV70039		Protège-talon utile à la fois pour la prévention et le traitement des escarres. Généralement pour les utilisateurs aux jambes courtes. Plus utile pour les patients alités. Il soutient l'avant-pied et minimise le risque de pied tombant.



Heel Up® guide des tailles

Produit	Articles	Taille (longueur de la jambe : genou - talon)	Application typique :
Heel Up® Short	LV70001	32 cm	Adolescent normal / petit adulte
Heel Up® Medium	LV70007	39 cm	Adulte Normal
Heel Up® Long	LV70003	48 cm	Grand adulte
Heel Up® FIX Medium*	LV70073	39 cm	Adulte Normal
Heel Up® FIX Long*	LV70079	48 cm	Grand adulte
Heel Up® Max	LV70018	50 cm	Grand adulte



* Heel up, Court, Moyen, Long et Max sont souvent destinés aux patients immobiles.

Le nouveau Heel up, Moyen FIXE et FIXE Long sont souvent destinés aux patients actifs / agités au lit.

Heel Up® a des atouts importants qui offrent de nombreux avantages



- Un soulagement plus important.
- Facile et rapide à utiliser.
- Utilisation mono-patient jusqu'à 6 à 8 semaines.
- L'utilisation mono-patient garantit un niveau d'hygiène optimal.
- Disponible en plusieurs tailles.
- La bandelette STOP de sécurité vous assure un gonflage correct.
- Testé et approuvé selon la norme ISO 10993-10 irritation cutanée et hypersensibilité.



La surface extérieure assure un drainage amélioré de l'humidité et de la chaleur de la peau ; elle garantit également que la peau ne colle pas au coussin. Il peut être essuyé avec un chiffon humide ou de l'alcool.



Il y a de la place pour le tendon d'Achille entre les 2 cellules d'appui. Les cellules sont biseautées afin que la jambe et le genou ne soient pas inutilement alourdis.



Il est ouvert jusqu'au talon et il y a de la place pour les malléoles pour assurer un soulagement complet.



La voile et l'air sous le pied soutiennent le pied avant et minimisent le risque de pied tombant.

Soulagement de la pression en moins de 60 secondes....



Dépliez Heel Up® et insérez la pompe dans la valve bleue à fermeture automatique jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.



Gonflez...



Gonflez Heel Up® jusqu'à ce que la bandelette - Stop Up® saute - et posez la pompe. Heel Up® est maintenant prêt à l'emploi.



Placez Heel Up® sur le pied du patient. Fermez le ruban à travers l'ouverture.



Vérifiez que le talon est relevé à environ 1 ½ doigt du sol.



Terminé !








Coussin pour soulager la pression en position assise




seat all®

Nom	Pièces /carton	Taille (cm)	Article	Utilisation
Seat All - Seat	x12	42 x 42 x 5	LV70008	Coussin de siège, extra fort. Répartition de la pression pour l'atténuation des escarres. Taille standard du fauteuil roulant. 150 kg maximum
Seat All - Seat Small	x12	32 x 32 x 5	LV70054	Coussin de siège, extra fort. Répartition de la pression pour l'atténuation des escarres. 150 kg maximum
Seat All - Seat Large	x12	52 x 52 x 5	LV70019	Répartition de la pression pour la prévention et l'atténuation des escarres. Extra long et large. Pour les patients pesant au maximum 150 kg.
Seat All - Seat Max (bariatric)	x12	52 x 62 x 5	LV70020	Coussin de siège, extra fort. Coussin bariatrique pour poids utilisateur jusqu'à 250 kg. Répartition de la pression pour la prévention et l'atténuation des escarres. Extra long et large.
Seat All - Seat Twin	x12	48 x 52 x 5	LV70021	Coussin de siège, extra fort. Convient aux patients hémiparétiques ayant une posture instable. Le coussin est divisé en deux pour s'adapter à la pression d'air individuelle. Pour la prévention et le soulagement des escarres. 150 kg maximum.
Seat All - Seat Coccyx	x12	42 x 42 x 5	LV70022	Coussin d'assise spécial, extra fort. Pour un soulagement complet du rectum, généralement pour les dommages causés par les radiations, un coccyx sensible ou un grand inconfort causé par les hémorroïdes. 150 kg maximum.
Seat All - Back & Seat	x12	27 x 45 x 5	LV70009	Coussin d'assise et coussin de dossier. Avec l'avantage d'être utile pour les deux domaines. Bon maintien du dos, coussin facile pour une assise correcte. 150 kg maximum.
Seat All - Donut	x12	45 x 45 x 8	LV70017	Seat cushion, extra strong. Annular (ring shaped) with no hole in the middle, but with optimum pressure for the relief and prevention of pressure sores. Max 150 kg.
Seat All - Donut Small	x12	35 x 35 x 5	LV70055	Coussin de siège, extra fort. En forme d'anneau sans trou au milieu, mais avec une pression optimale pour le soulagement et la prévention des escarres. 150 kg maximum..
Seat All - Bath	x12	50 x 50 x 8	LV70013	Coussin de siège spécial, extra fort. Pour les chaises de bain et de toilette afin d'offrir une meilleure répartition de la pression pour une utilisation prolongée. Peut être fixé à la chaise avec du ruban adhésif. Après le bain, le coussin peut être séché et réutilisé. 150 kg maximum.
Seat All-Flexi	x12	52 x 42 x 5	LV70070	Le coussin de siège Seat All Flexi est conçu pour les patients utilisant un système de cathéter fécé ou un sac de collecte fécale. Seat All Flexi permet au patient de s'asseoir sans pression sur l'anus et en même temps de s'assurer que le tube du système de cathéter n'est pas pincé ou que le sac collecteur de matières fécales ne fuit pas.

A propos



NEW





Découvrez en plus sur : www.cree.fr





Seat All® a des atouts importants qui offrent de nombreux avantages



La surface extérieure est en feutre non tissé qui assure un drainage supérieur de l'humidité et de la chaleur de la peau ; le feutre garantit également que la peau ne colle pas à la surface du coussin.

Seat All® peut être essuyé avec un chiffon humide, de l'alcool ou un autre désinfectant approprié.

Soulagement de la pression en moins d'une minute !



Dépliez Seat All® et insérez la pompe dans la valve bleue à fermeture automatique jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.



Gonflez...



Gonflez Seat All® jusqu'à ce que la sangle en papier enveloppante - Stop Up® saute - et déposer la pompe. Seat All® est maintenant prêt à l'emploi.



Placez le coussin sous le patient.



Vérifiez que le bassin est relevé à environ 1 1/2 doigt du siège.










Terminé !




Coussins pour soulager la pression du corps et des bras



all[®] up


Nom	Pièces /carton	Taille (cm)	Article	Application	A propos
All up - Multi Small	 x12	50 x 25 x 8	LV70003	Coussin de positionnement à 2 cham-bres. Multifonctionnel. Peut être utilisé aussi bien en position couchée qu'en position assise. (entre les jambes, sous le dos, offrant un excellent maintien sous les bras et entre les genoux).	
All up - Multi Small Silent & Soft	 x12	50 x 25 x 8	LV70105	Coussin de positionnement à 2 chambres. Multifonctionnel. Peut être utilisé aussi bien en position couchée qu'assise. (entre les jambes, sous le dos, offrant un excellent maintien sous les bras et entre les genoux.). Coussin extra doux et silencieux.	
All up - Multi Medium	 x12	50 x 37 x 8	LV70004	Coussin de positionnement à 3 cham-bres. Multifonctionnel. Particulièrement utile pour une position couchée (entre les jambes, le dos), et éventuellement comme support sous les pieds. Coussin extra doux et silencieux.	
All up - Multi Large	 x12	50 x 50 x 8	LV70005	Coussin de positionnement à 4 cham-bres. Multifonctionnel. Peut être plié/enroulé. Pour une utilisation sous la jambe ou le bras, livré avec une sangle Velcro supplémentaire.	
All up - Multi Max	 x6	50 x 50 x 20	LV70012	Coussin de positionnement, particu-lièrement utile pour les patients souffrant d'une fracture de la hanche et lorsque le membre inférieur doit être élevé au-dessus du niveau du cœur.	
All up - Universal	 x12	50 x 50 x 8	LV70010	Coussin de positionnement, générale-ment pour le dos, le sacrum et le coccyx dans un lit réglable et les positions latérales entre les jambes. Peut être plié si un coussin plus haut est souhaité.	
All up - Universal Long	 x12	55 x 70 x 8	LV70015	Coussin de positionnement, typiquement pour les positions latérales entre les jambes, modèle plus long qui protège les genoux et la malléole. Peut être plié en deux si un coussin plus haut est souhaité.	
All up - Universal Slim	 x12	45 x 75 x 8	LV70016	Coussin de positionnement, typique-ment pour les positions latérales entre les jambes, modèle plus long et plus étroit qui assure une distance entre les genoux en position latérale. Peut être plié si un coussin plus haut est souhaité.	
All up - Head	 x12	28 x 30 x 5	LV70011	Coussin, particulièrement utile pour la prévention et le traitement des escarres sur les oreilles et le cou, et est également utile pour les patients dans le coma.	
All up - Head Silent & Soft	 x12	28 x 30 x 5	LV70074	Coussin, particulièrement utile pour la prévention et le traitement des escarres sur les oreilles et le cou, et est également utile pour les patients dans le coma. Coussin extra doux et silencieux.	
All up - Wing	 x6	50 x 85 x 8	LV70006	Coussin de soulagement pour les mem-bres inférieurs, utilisé pour les patients alités. Le coussin se fixe facilement au matelas.	
All up - Arm Rest	 x12	55 x 25 x 8	LV70027	Coussin de positionnement pour soutenir les bras	
All up - Elbow	 x12	30 x 20 x 10	LV70028	Coussin de positionnement pour soutenir le coude	
All Up - Elbow Medium	 x12	23 x 20 x 10	LV70048	Coussin de positionnement pour soutenir le coude	



Nom	Pièces /carton	Taille (cm)	Article	Application	A propos
All up - Lap	 x6	80 x 60 x 10	LV70025	Coussin de positionnement, croissant. Avantageux pour les utilisateurs de fauteuils roulants pour soutenir les bras.	
All up - Lap Max	 x6	80 x 60 x 20	LV70026	Coussin de positionnement, croissant. Avec une hauteur supplémentaire. Avantageux pour les utilisateurs de fauteuils roulants pour soutenir les bras.	
All Up - Elbow & Heel	 x12	16 x 19 x 10	LV70049	Coussin pour soulager le talon ou le coude	


all^{up} kids^{care}

All Up- Kids Care Head	 x12	16 x 18 x 5	LV70040	Petit oreiller. Particulièrement utile pour les enfants de moins de 1 an sous ventilation	
Kids Care Head Silent & Soft	 x12	16 x 18 x 5	LV70075	Petit oreiller silencieux. Particulièrement utile pour les enfants de moins de 1 an sous ventilation	




Coussins pour installations spéciales



Nom	Pièces /carton	Taille (cm).	Item no.	Application	A propos
All up - Belly	 x6	65 x 75 x 15	LV70023	Coussins de positionnement spéciaux avec une pertinence particulière pour les services de radiologie pour surélever la poitrine pendant les examens ou ventiler en position ventrale	
All up - Kidney	 x12	50 x 20 x 20	LV70014	Coussin de positionnement spécial particulièrement adapté aux services de radiologie pour soutenir la région rénale/pelvienne.	
All up - Wedge 30o	 x6	50 x 40 x 15	LV70024	Coussin de positionnement pour la position latérale. Assure une position stable à 30°, et la cale est fixée par un rabat qui est poussé sous le patient	
All up - Multi Wedge	 x12	50 x 23 x 23	LV70053	Coussin incliné qui élève le bras du patient, qui reste stable dans le coussin. Peut être utilisé pour les patients atteints de lymphoedème (cathéter veineux en main)	
All up - Head Intubate DUO White	 x12	32 x 30 x 18	LV70103	Coussin avec ouvertures tubulaires pour ventiler en position ventrale.	
All Up - Foot sole	 x12	86 x 37 x 5	LV70080	Coussin pour soulager la plante des pieds. Monté sur la barrière de lit au pied du lit. S'adapte à tous les lits.	

PRONE kit le kit à plat ventre !

Prone Kit inclue une pompe manuelle	  x3	Kit contenant les articles : LV70023 LV70103	LV70115	Ensemble composé de deux coussins : All Up Head intubée DUO Blanc et All Up Belly est conçu pour être utilisé chez les patients intubés en décubitus ventral . All Up Belly peut être placé sur le patient avant que celui-ci ne soit retourné et est gonflé lorsque le patient est retourné sur le ventre. Le kit contient 3 pièces de chaque coussin . Les coussins peuvent être utilisés individuellement.	
-------------------------------------	--	--	---------	--	--

COVID19 relief kit le kit de secours Covid 19 !

Covid 19 Relief Kit inclue une pompe manuelle	       x7	Kit contenant les articles : LV70023 LV70103 LV70011 LV70010 LV70003 LV70007 LV70002	LV70104	Ensemble composé de 7 coussins : All Up Head intubée DUO Blanc, All Up Belly, All Up Head, All Up Universel, All Up Multi Small, Heel Up Medium et Heel up long. L'ensemble couvre la plupart des situations de positionnement qui peuvent survenir L'utilisation sur un seul patient garantit une hygiène optimale.
---	--	---	---------	---



wedge 30°



foot sole



kidney



multi wedge



PRONE kit

Ensemble composé de deux coussins : All Up Head intubée DUO Blanc et All Up Belly. Il est conçu pour être utilisé chez les patients intubés en décubitus ventral.

All Up Belly peut être placé sur le patient avant que le patient ne soit retourné et est gonflé lorsque le patient est retourné en position couchée.

Le kit contient 3 pièces de chaque coussin.

Les coussins peuvent être utilisés individuellement

head Intubate DUO White



NEW

belly





Seat All® a des atouts importants qui offrent de nombreux avantages

Evacuation de la
Chaleur

Evacuation de
l'humidité

Poids contenu



La surface extérieure est en feutre non tissé qui assure un drainage amélioré de l'humidité et de la chaleur de la peau ; le feutre garantit également que la peau ne colle pas à la surface du coussin.

Seat All® peut être essuyé avec un chiffon humide, de l'alcool ou tout autre désinfectant approprié.

Coussin de positionnement en position neutre LiN


Référence n. LV70213

Pièces/carton : x6

Le coussin de positionnement All Up Halv Charlie assure une répartition efficace et uniforme de la pression pour les utilisateurs couchés. Le coussin de positionnement est placé sous et entre les genoux et fournit une position de sommeil stable, neutre et confortable.

Le coussin All Up Halv Charlie aide à positionner l'utilisateur selon la méthode de positionnement "Halt-Charlie", qui garantit que les articulations des hanches et des genoux sont en position de repos. La longueur du coussin de positionnement permet également de soulager la pression exercée par les talons. Le coussin peut également être utilisé pour le positionnement en position neutre (LIN).

Le coussin peut être utilisé seul ou avec le système de rotation automatique Turn All où, en combinaison avec une légère flexion des genoux et une élévation de la tête (environ 20-30 degrés), il assure un soulagement optimal de la pression. Le coussin étant à base d'air, il suit le mouvement latéral du Turn'all.



halv charlie



Le coussin est placé sous et entre les genoux de l'utilisateur. Les hanches et les genoux sont légèrement fléchis et que les jambes de l'utilisateur forment un léger angle vers l'extérieur et effectuent une légère rotation vers l'extérieur.

Levabo Kit d'urgence



Nos produits font vraiment la différence..

Les produits de positionnement innovants de Levabo* sont développés en collaboration avec d'éminents infirmiers et infirmières spécialisés dans le traitement des escarres et sont fabriqués au Danemark. Les produits présentent une série d'avantages par rapport aux produits de positionnement conventionnels.


Avec l'utilisation des coussins de positionnement Levabo, vous avez toujours l'appareil nécessaire à portée de main pour une prévention efficace des escarres. Les produits sont des coussins de positionnement gonflables pour un seul patient, qui peuvent être jetés après utilisation. Les produits prennent très peu de place et sont facilement transportables - tout comme le kit d'urgence de Levabo, développé à cet effet.

Ces atouts sont particulièrement utiles pour le secteur des soins à domiciles. En tant qu'infirmier ou infirmière de soins à domicile, vous pouvez initier une prévention efficace des escarres à un stade précoce avec les produits Levabo, facilement et de manière peu coûteuse par rapport à des produits de positionnement conventionnels. Des mesures immédiates peuvent être prises pour positionner le patient de manière optimale, et ainsi éviter une gêne inutile pour le patient, en plus d'épargner au système de santé un traitement futur potentiellement coûteux.

Nom	Taille (cm)	Item no.
Kit d'urgence	40 x 31 x 15	LV76007

Pompes à air

Nom	Item no.		A propos
Pompe Manuelle	LV76004		Pompe manuelle pour un gonflage rapide
Pompe 240V	LV76002		Pompe silencieuse pour gonflage rapide
Pompe sur batterie	LV76001		Pompe à batterie rechargeable pour gonflage rapide Batterie additionnelle incluse



CREE collabore activement avec



Levabo
academy



Declaration of Conformity (CE)

The company Levabo ApS, Sverigesvej 20A, 8660 Skanderborg, declares that the products are designed and manufactured in accordance with the technical documentation and legal requirements.

Product

The products are active medical products in accordance with: EU Regulatory MDR (EU) 2017/745, Medical Devices - Class 1.
Controlled by
Danish Medicines Agency 21/1 2021

Production

EN ISO 9001: 2015 QMC
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC