

VERRE CONNECTÉ AQUATIME®



Aide à l'hydratation


Ce qui est mesuré

- ✓ L'apport hydrique
- ✓ Des algorithmes intelligents détectent le liquide renversé dans l'évier
- ✓ Le verre indique la consommation journalière
- ✓ Le verre peut envoyer des notifications sonores et lumineuses pour inciter à boire
- ✓ La consommation est envoyée sans fil, et est consultable par les soignants
- ✓ Aucun bouton sur le verre : tous les réglages se font en ligne



Le kit comprend :

- o Verre Aquatime x 2
- o Module capteur Aquatime x 1
- o Câble de charge magnétique x 1
- o Adaptateur 230V / 5V. x 1
- o Instructions d'utilisation x 1
- o Guide rapide x 1



Services :

- o Abonnement au logiciel
- o Hébergement
- o Communication des données
- o Mises à jour des logiciels
- o Assistance téléphonique

1. Location kit et service : réf 80002*

OU

2. Achat du kit : réf 80000*

Location du service seul (par kit) : réf 80001*

Consultez les données sur la consommation de chaque résident, jusque dans les moindres détails :

- | | |
|---|--|
| <p>A propos de la quantité de liquide ingérée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par remplissage, • Par gorgée, • Par vidange, • Température du liquide | <p>Fréquences et statistiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par jour, • Par jour de la semaine, • Par mois, • Besoin de notifications |
|---|--|



*Location de 12 mois minimum