



Grillo G2

Nouveauté



Matériel disponible en location
Contactez nous !

Grillo G2 est un déambulateur verticalisateur conçu pour les enfants et les adolescents qui commencent à marcher et qui ont besoin d'une aide pour acquérir leur schéma de marche. Le Grillo existe en antérieur ou en postérieur et existe en 3 versions dans chacun des modèles : PT, P ou PA.

Grillo G2 grandit avec l'enfant, il permet des réglages extrêmement précis avec l'utilisateur en position sans modifier son centre de gravité. Son harnais pelvien soutient l'utilisateur en cas de nécessité sans générer de pression. Il permet une posture adaptée à l'utilisateur tout en lui assurant sécurité, stabilité et équilibre. Grillo G2 est utilisable en intérieur ou en extérieur.



CARACTÉRISTIQUES

- Réglages rapides qui ne nécessitent pas d'outils ;
- 2 supports ergonomiques indépendants selon version : support thoracique et support pelvien réglables (hauteur, profondeur, circonférence) ;
- Un seul chassis pour 2 usages : antérieur et postérieur ;
- Graduations sur tous les supports réglables ;
- Système de pliage simple et rapide, sans enlever les accessoires ;
- Roues avant pivotantes avec blocage directionnel ;
- Roues arrière avec système anti-recul, frein parking et système de freinage progressif (4 niveaux possibles) ;
- Disponible en 4 tailles **Mini** **S** **M** **L** ;
- Harnais pelvien et paire de frein au pied livrés en standards.
- Paire de frein au pied

VERSIONS

RÉFÉRENCES

Grillo G2 Antérieur

Code LPPR 6264875 + 6264898 + 6264912 - Code ISO 120609

Réf. Voir tableau



Grillo antérieur existe en 3 versions :

- **PT** : Avec support Pelvien , support Thoracique, harnais pelvien et guidon.
- **P** : Avec support Pelvien, harnais pelvien et guidon.
- **PA** : Avec support Pelvien, supports de brAs et harnais pelvien.

GRILLO G2 ANTERIEUR	RÉF.
Version PT	
Taille Mini	29000
Taille S	29901
Taille M	29902
Taille L	29960
Version P	
Taille Mini	29892
Taille S	29779
Taille M	29968
Taille L	29969
Version PA	
Taille Mini	29891
Taille S	29911
Taille M	29912
Taille L	29966



Grillo G2 Antérieur
Version PT



Grillo G2 Antérieur
Version P



Grillo G2 Antérieur
Version PA

Dimensions en cm	TAILLE	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE USAGER*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN (A)	HAUTEUR ANNEAU THORACIQUE (B)	PÉRIMÈTRE ANNEAUX PELVIEN (A) ET THORACIQUE (B)	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
Grillo G2 Antérieur	T Mini	18 mois -3 ans	75-95	42-61	51-75	53-79*	74.5	62	35	15
	T S	3-8 ans	90-135	49-84	66-100	60-86*	75	69	45	19
	T M	8-14 ans	110-165	54-100	73-124	74-120*	91	76	90**	22.5
	T L	adulte	150-190	63-120	84-147	81-140*	111	80	110	29.5

* Important : les mesures A et B ne doivent pas être supérieures à la fourchette recommandée pour les supports.

** Si le poids de l'utilisateur est supérieur ou égal à 60kg, dans la version comprenant le support thoracique, l'utilisation du harnais pelvien est fortement recommandée.

Grillo G2 Postérieur

Code LPPR 6264875 + 6264898 - Code ISO 120609

Réf.Voir tableau



Grillo postérieur existe en 3 versions :

- PT : Avec support pelvien , support Thoracique, harnais pelvien et poignées.
- P : Avec support pelvien, harnais Pelvien et poignées.
- PA : Avec support pelvien, supports de brAs et harnais pelvien.



Taille S

RÉFÉRENCES

GRILLO G2 POSTERIEUR	RÉF.
Version PT	
Taille Mini	29780
Taille S	29917
Taille M	29918
Taille L	29962
Version P	
Taille Mini	29895
Taille S	29915
Taille M	29916
Taille L	29913
Version PA	
Taille Mini	29894
Taille S	29919
Taille M	29920
Taille L	29961



Grillo G2 Postérieur Version PT

Grillo G2 Postérieur Version P



Grillo G2 Postérieur Version PA


Dimensions en cm	TAILLE	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE USAGER*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN (A)	HAUTEUR ANNEAU THORACIQUE (B)	PÉRIMÈTRE ANNEAUX PELVIEN (A) ET THORACIQUE (B)	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
Grillo G2 Postérieur	T Mini	18 mois -3 ans	75-95	42-61	51-75	53-79*	74.5	62	35	15
	T S	3-8 ans	90-135	49-84	66-100	60-86*	75	69	45	18.5
	T M	8-14 ans	110-165	54-100	73-124	74-120*	91	76	90**	21.7
	T L	adulte	150-190	63-120	84-147	81-140*	111	80	110	28.5

* Important : les mesures A et B ne doivent pas être supérieures à la fourchette recommandée pour les supports.

** Si le poids de l'utilisateur est supérieur ou égal à 60kg, dans la version comprenant le support thoracique, l'utilisation du harnais pelvien est fortement recommandée.

ACCESSOIRES COMMUNS POUR GRILLO G2 ANTÉRIEUR et POSTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR GRILLO	RÉF.
Selle escamotable	
• T S	29996
• T M	29997
• T L	29998
Paire lest	
• T S	29950
• T M et L	29951
Poignée de poussée aidant	
• T U	29810
Harnais pelvien (Toujours avec support)	
• T S	29940
• T M	29941
• T L	29965
Support pelvien	
• T S	29936
• T M	29937
• T L	29975
Support thoracique	
• T S	29938
• T M	29939
• T L	29976
Séparateur de jambes avec maintien de chevilles	
• T S	29905
• T M	29906
• T L	29949



Facilement pliable

ACCESSOIRES POUR GRILLO ANTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR GRILLO ANTÉRIEUR	RÉF.
Supports de bras	
• T S	29932
• T M	29933
• T L	29954
Guidon	
• T S	29907
• T M	29908
• T L	29989

ACCESSOIRES POUR GRILLO POSTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR GRILLO POSTÉRIEUR	RÉF.
Jeu de poignées	
• T U	29909
Siège amovible	
• T S	29924
• T M et L	29943
Support lombaire	
• T S	29930
• T M	29931
Support de bras	
• T S	29934
• T M	29935
• T L	29925

ACCESSOIRES POUR GRILLO ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR Taille Mini

ACCESSOIRES POUR TAILLE MINI SEULEMENT	RÉF.
Séparateur de jambes	29610
Support thoracique	29611
Harnais pelvien	29612
Guidon	29613
Jeu de poignées (propulsion avant)	29614
Supports de bras	29785
Poignée de poussée aidant	29810
Support pelvien	29615



Le témoignage de Raoul

