



POSITIONNEMENT ET MOBILITÉ



Développer l'espace de liberté...

POUSSETTES AVEC DOSSIER INCLINABLE (POU_S)

Corzino

EN COURS DE TESTS AU CERAH

Bientôt disponible




Dimensions en cm	RÉFÉRENCE	AGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	PROFONDEUR ASSISE	LARGEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	HAUTEUR ASSISE ARRIÈRE SOL	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)
T 1	22501	5-8 ans	122-144	28	30	54	29-42	60	106/111	22
T 2	22502	8-12 ans	131-155	32	34	67	30-44	60	110/114	23
T 3	22503	12-16 ans	146-168	36	38	85	27-43	60	110/114	24
T 4	22504	adultes	160 et +	38	42	88	33-50	60	110/114	21

HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE	DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
T 1	103	17,5/26	103	100	53	119	32	45	12
T 2	104	17,5/26	107	104	58	124	32	55	12,5
T 3	95	17,5/26	124	100	63	124	35	75	14
T 4	99	17,5/26	129	109	65	132	37	75	14



Piper

Code LPPR 9522846



Dimensions en cm	RÉFÉRENCE	AGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	PROFONDEUR ASSISE	LARGEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)
T U	22500VE/GR	2-8 ans	120-145	29	35 (26-35*)	68	25-37,5	90/135	26

HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE	DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
100	17,5 (6,7")/22,5 (8,9")	100	108	59	102	31	30	50	14,5

Développer l'espace de liberté

POUSSETTES MULTIREGLABLES EVOLUTIVES (POU_MRE)



Tom 4 Blue Jean


EN COURS DE TESTS AU CERAH
Bientôt disponible



Dimensions en cm

	RÉFÉRENCE	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	HAUTEUR ASSISE/SOL	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)
Tom 4 Blue Jean Mini	22652J-1	2-4 ans	75-120	20-30	20-27	45-60	14.5-29	50	90-160	+22°/(-22°)
Tom 4 Blue Jean	22653J-1	5-8 ans	95-130	24-34	27.5-31	52-68	20-33.5	60	90-160	+22°/(-22°)
Tom 4 Blue Jean Maxi	22654J-1	8-12 ans	112-147	28-38	32-43	58-68	23-38.5	60	90-160	+22°/(-22°)

	HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
Tom 4 Blue Jean Mini	101/115	58	86	100	58	43	40	17,5
Tom 4 Blue Jean	101/115	58	86	100	58	45	40	18,5
Tom 4 Blue Jean Maxi	103/118	62	86	100	62	45	50	20



Bug GREYline

Code LPPR 9524130



Dimensions en cm

	RÉFÉRENCE	TAILLE USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR D'ASSISE/SOL	HAUTEUR DOSSIER	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)	HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE
T S	22404.	90-122	20-30	20-30	52	52-62	35°	14-30	0-35	67-96
T M	22402.	115-140	25-36	30-40	55	60-75	40°	20-38	5-30	80-107



	DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS SIÈGE	POIDS DU CHÂSSIS
T S	17 (6.7")/25 (9.8")	100-110	67-96	57	81	57	33	35	8,5	9,5
T M	17 (6.7")/30 (11.8")	112-127	80-107	62	94	62	39	45	12,7	11

POUSSETTES MULTIREGLABLES EVOLUTIVES (POU_MRE)

Nouveauté



Chilla

Code LPPR 9524130



Dimensions en cm

RÉF.

TAILLE APPROXIMATIVE USAGER

LARGEUR ASSISE

LARGEUR ENTRE ACCOUDOIRS

PROFONDEUR ASSISE

HAUTEUR D'ASSISE/SOL

HAUTEUR DOSSIER

LARGEUR INTERNE DOSSIER

LARGEUR EXTERNE DOSSIER

	RÉF.	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	LARGEUR ASSISE	LARGEUR ENTRE ACCOUDOIRS	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR D'ASSISE/SOL	HAUTEUR DOSSIER	LARGEUR INTERNE DOSSIER	LARGEUR EXTERNE DOSSIER
T 1	CH...XXX	59-116	33	20-24-28	18-34	52	50-66	33	45
T 2	CH...XXX	75-136	38	25-29-33	24-42	52	62-81	38	52



HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS



ANGLE ASSISE DOSSIER (°)



ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)



HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE



DIAMÈTRE ROUES AV/ARR



LONGUEUR HORS TOUT



LARGEUR HORS TOUT



LONGUEUR PLIÉE



LARGEUR PLIÉE



HAUTEUR PLIÉE



PODIS MAX UTILISATEUR



POIDS CHÂSSIS




POIDS SIÈGE

14-32 14-45	90-120 90-120	0-20 0-20	max 120 max 120	17.8 (7")/30.5 (12") 17.8 (7")/30.5 (12")	74 74	60 66	104 104	60 66	38 38	35 50	9.2 9.5	5.3 6.3
----------------	------------------	--------------	--------------------	--	----------	----------	------------	----------	----------	----------	------------	------------

Les produit

- ✓ Assise pouvant être retournée ;
- ✓ Poussette **très légère** : seulement 14.5kg en taille 1 et 15.8kg en taille 2 ;
- ✓ Revêtement déhoussable sans outils et lavable ;
- ✓ Grand nombre d'accessoires pour un **maintien postural très personnalisé**.

Coloris




..... SIEGES AUTO




KIDSFLEX

Code LPPR 6264935



DIMENSIONS



CRASH TESTE CONFORMEMENT A LA NORME R129/03

DIMENSIONS	KIDS FLEX T1	KIDS FLEX T2	KIDS FLEX T3
Références	300000	310000	310000XL
Largeur d'assise	(27 option /) 31 cm	(31 option /) 35 cm	(36 option /) 40 cm
Profondeur d'assise	28 - 33 cm	34 - 39 cm	40 - 46 cm
Hauteur de dossier (épaules)	37 - 51 cm	41 - 57 cm	47 - 65 cm
Hauteur de la couronne (appui-tête)	67 cm	73 cm	82 cm
Hauteur des cale-tronc (small)	26 - 36 cm	26 - 36 cm	34 - 44 cm
Hauteur des cale-tronc (large)	30 - 40 cm	30 - 40 cm	38 - 48 cm
Distance entre les cale-tronc	16 - 28 cm	19 - 32 cm	24 - 37 cm
Hauteur Hors tout	74 cm	80 cm	90 cm
Poids	8.2 kg	8.9 kg	12.3 kg
Poids supporté	50 kg	50 kg	100 kg



Les + produit

- ✓ Equipement de série ;
- ✓ Confortable et sécurisé ;
- ✓ Supporte jusqu'à 100 kg ;
- ✓ Nombreux réglages et accessoires ;
- ✓ Bon maintien postural ;
- ✓ Base pivotante à 90° (option).




AIDES AU DÉPLACEMENT DEBOUT



Crocodile

Code LPPR 6264869 - Code ISO 120606

Réf. 02609 / 02375 / 02376 / 02376-N / 02370



DIMENSIONS

Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur

www.cree.fr

EN CM

Dimensions en cm	TAILLE	RÉF	TAILLE USAGER	LARGEUR ENTRE POIGNÉES	HAUTEUR CADRE HAUT	HAUTEUR POIGNÉES	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	HAUTEUR SOL-SIÈGE	LONGUEUR PLIÉ	HAUTEUR PLIÉ	DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
	T 0	02609	105	10-25	30-61	30-61	62	58	25	65	30	15/20	30	5,5
Crocodile	T 1	02375	115	27-55	49-66	39-70	72	62	30	72	31	15/20	30	5,5
	T 2	02376 02376-N	150	32-60	65-82	55-88	84	69	45	86	27	15/20	45	6,5
	T 3	02370	180	35-69	77	70-100	87	69	55	100	29	15/20	80	12



Dispositif postérieur uniquement





Dynamico intérieur

Code LPPR 6264898 + 6264875 + 6264912 - Code ISO 120609

Réf. 02500 / 02510 / 02520 / 02530 / 02538



Dimensions en cm

Dynamico d'intérieur

TAILLE	RÉF	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	HAUTEUR SOUS AXILLAIRE*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN	PÉRIMÈTRE ANNEAU THORA-	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS	POIDS DU LEST (ACCESSOIRE)
T 1	02500	3-5 ans	52-70	44-60	65	79	66	55	12	3,7
T 2	02510	6-8 ans	77-95	66-82	75	84	66	70	14,6	5
T 3	02520	8-11 ans	89-116	77-102	85	88	66	85	15,6	6,2
T 4	02530	12-14 ans	92-126	85-112	110	95	71	100	17	7,4
T 5	02538	adulte	105-138	97-125	120	106	77	115	19,7	8,7



Dynamico extérieur

Code LPPR 6264898 + 6264875 + 6264912 - Code ISO 120609



Réf. 02516 / 02526 / 02536 / 02537



Dimensions en cm

Dynamico d'extérieur

TAILLE	RÉF	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	HAUTEUR SOUS AXILLAIRE*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN	PÉRIMÈTRE ANNEAU THORA-	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
T3	02526	8-11 ans	97-124	85-110	85	94	74	85	19,3
T4	02536	12-14 ans	100-134	93-120	110	101	78	100	20,4
T5	02537	adulte	116-146	106-133	120	114	82	115	22,7




AIDES AU DÉPLACEMENT DEBOUT



Grillo G2

Codes LPPR 6264875 + 6264898 (+ 6264912) - Code ISO 120609

Réf. 02609 / 02375 / 02376 / 02376-N / 02370



Dimensions en cm	TAILLE	ÂGE APPROXIMATIF USAGER*	TAILLE USAGER*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN (A)	HAUTEUR ANNEAU THORACIQUE (B)	PÉRIMÈTRE ANNEAUX PELVIEN (A) ET THORACIQUE (B)	LONGUEUR HORSTOUT	LARGEUR HORSTOUT	CHARGE MAXI	POIDS
Grillo G2	T Mini	18 mois -3 ans	75-95	42-61	51-75	53-79*	74.5	62	35	15
	T S	3-8 ans	90-135	49-84	66-100	60-86*	75	69	45	19
	T M	8-14 ans	110-165	54-100	73-124	74-120*	91	76	90**	22.5
	T L	adulte	150-190	63-120	84-147	81-140*	111	80	110	29.5









*Nombreux réglages
SANS OUTIL !*



Le Grillo G2 est disponible en **3 versions** :

- **Version P** : uniquement avec un anneau pelvien
- **Version PA** : avec un anneau pelvien et des supports d'avant-bras
- **Version PT** : avec un anneau pelvien et un anneau thoracique

*Dispositif Réversible :
antérieur ou postérieur*

Grillo ANTERIEUR	Version (P, PA, PT)	Grillo POSTERIEUR
<p>Support pelvien et guidon</p> 	<p>Version P</p>	<p>Support pelvien et poignées</p> 
<p>Support pelvien et supports avt-bras</p> 	<p>Version PA</p>	<p>Support pelvien et supports avt-bras</p> 
<p>Support pelvien, thoracique, guidon</p> 	<p>Version PT</p>	<p>Support pelvien, thoracique, poignées</p> 

SIÈGES DE TRAVAIL ET D'ACTIVITÉ

Tango 700

Retrouvez votre indépendance avec la chaise Tango :

STABILITÉ ET MOBILITÉ

Le frein assure une stabilité pour différentes activités. Les roues fluides vous offrent une grande mobilité, vous permettant de vous déplacer facilement chez vous tout en restant assis.

CONFORT ET ERGONOMIE OPTIMAUX



Vous pouvez régler la chaise pour obtenir un confort et une ergonomie adaptés à vos besoins précis – et la chaise est conçue pour durer de nombreuses années.

SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Vous êtes assis en toute sécurité – grâce au frein. Vous bénéficiez également d'accoudoirs stables et d'un dossier soutenant. Ainsi, vous vous sentez parfaitement en sécurité.

ATTEIGNEZ DE NOUVELLES HAUTEURS

La fonction de lift électrique vous permet d'économiser de l'énergie pour atteindre les placards ou vider le lave-vaisselle. Cette fonction peut également vous aider à vous lever de la chaise.



Vérin Electrique

ou




Vérin à Gaz



Pratique pour se relever !

Existe en version bariatrique :
Tango 300G/300E



Développer l'espace de liberté

Nouveauté :

L'option Power wheels est une aide précieuse pour se déplacer !

PRATIQUE : elle peut s'installer sur une chaise que vous possédez déjà !



Différents coloris disponibles :




ÉQUIPEMENTS MOBILES POUR LA DOUCHE




Manatee™

Code LPPR 1245407 + 1216481 (< 16 ans)* - Code ISO 093303



TAILLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	LONGUEUR REPOSE-JAMBES	HAUTEUR ASSISE-SOL	LARGEUR TOTALE	INCLINAISON REPOSE-JAMBES	LONGUEUR PLIÉ	HAUTEUR PLIÉ	CHARGE MAX. (KG)	POIDS TOTAL (KG)
Taille 0	58100	33	22-25	43	28	14-43	42	0°, -30°, -60°	103-110	13	50	5,5
Taille 1	58101	33	30-37	43	28	14-43	42	0°, -30°, -60°	110-117	13	50	5,5
Taille 2	58102	33	39-46	58	35	14-43	42	0°, -30°, -60°	136-143	13	75	6
Taille 3	58103	40	40-47	64	35	14-43	49	0°, -30°, -60°	144-151	13	75	7



Swan Curo

Code LPPR 6264970 + 6264987



Dimensions en mm

	RÉFÉRENCE	TAILLE	LARGEUR UTILE D'ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE	LARGEUR DOSSIER (AUX ÉPAULES)	INCLINAISON GLOBALE	HAUTEUR HORS-TOUT	LONGUEUR HORS-TOUT	LARGEUR HORS-TOUT	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
Swan Curo	SCP01	T1	220	265	380	344-504	270	20°	760-920	495	500	35	8.5
	SCP02	T2	260	310	470	421-581	350	20°	960-1120	625	530	60	10.5
	SCP03	T3	320	400	525	408-567	425	20°	990-1150	680	580	85	11.8
	SCP04	T4	410	450	600	418-577	490	19°	1060-1220	680	655	110	12.9
*Sans roues (TVA 20%)	SC001	T1	220	265	380	344-504	270	20°	670-830	400	460	35	8.5



Atlantic

Code LPPR 6264970 + 6264987



Dimensions en cm

	RÉF.	HAUTEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	LARGEUR ASSISE (largeur x profondeur)	DIMENSIONS HORS-TOUT LARG X PROF X HAUT	ANGLE D'ASSISE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
ATLANTIC	AT5500	53 cm	44 cm	46 x 44 cm	70 x 85-106 x 91 cm	5°	125 kg	14,6 kg



Flamingo Curo

Version avec châssis COMPACT

Bientôt disponible



Dimensions en cm	âge	LARGEUR ASSISE	LARGEUR ASSISE AVEC CALES HANCHE (OPTION)	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	LARGEUR DOSSIER	LARGEUR DOSSIER (AVEC CALES LATÉRALES)	HAUTEUR ASSISE/ REPOSE PIED
	AGE APPROXIMATIF USAGER								
Taille 1	2/5 ans	26	18,5 / 22,5 / 26	24-30	48-58	37,5/41/44,5	30	14-24	22-28,5
Taille 2	8/11 ans	30	22 / 26 / 30	28,5-34,5	48-58	40/44/48,5	33,5	17-27	26-34,5
Taille 3	10/14 ans	35,5	27,5 / 31 / 35,5	33,5-42,5	48-58	45/50/55	39	22-32	30-40

ANGLE ASSISE DOSSIER	ANGLE ASSISE HORIZONTALE	HAUTEUR TOTALE	LONGUEUR HORS-TOUR	LARGEUR TOTALE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
(-20°) - (+30°)	-10° / + 30°	90-100	93,5	47	35	12,4
(-20°) - (+30°)	-10° / + 30°	95-105,5	95,5	51	55	13,4
(-20°) - (+30°)	-10° / + 30°	99,5-112	111	56	70	14,9

Existe également en version High-Low, avec un réglage de la hauteur sans outil.



Baltic-ST

Code LPPR 6264970 + 6264987



Dimensions en cm	REF.	HAUTEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	LARGEUR ASSISE (largeur x profondeur)	DIMENSIONS HORS-TOUR LARG X PROF X HAUT	BASCULE D'ASSISE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
BALTIC ST	BA5400	52 - 62 cm	45 cm	46 x 44 cm	57 x 96 x 100-110 cm	0 - 35°	125 kg	18,2 kg




ÉQUIPEMENTS MOBILES POUR LA DOUCHE



Héron

Code LPPR 6264935 + 6264823 + 6264958



Existe aussi en version électrique

La chaise de douche HERON peut être utilisée pour l'accès aux toilettes et douche.

Cette chaise est parfaitement **ergonomique**, grâce à ses 3 vérins hydrauliques. L'amplitude du **réglage en hauteur** (de 51 à 78cm) garantit à chacun de travailler dans les meilleures conditions.

Très simple à utiliser, cette chaise dispose également d'un **très grand nombre d'accessoires**, permettant un **maintien postural très personnalisé**.

Ce qui rend cette chaise unique ? La possibilité d'avoir une **inclinaison négative du dossier** !

L'inclinaison négative du dossier **favorise le transit intestinal**, et évite aux patients de nombreuses minutes au dessus des WC.

Réglable en hauteur




Multi-position



Dimensions en cm	RÉFÉRENCE	LARGEUR ASSISE TOTALE	LARGEUR ASSISE UTILE (avec cales hanches)	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	LARGEUR DOSSIER	LARGEUR DOSSIER (AVEC CALES LATÉRALES)
Heron	55900	55	52 ou 38/42/46/50 (option)	40 (option) / 45	51-78	55-62	29	39
Heron Électrique	55900EL	55	52 ou 38/42/46/50 (option)	40 (option) / 45	51-78	55-62	29	39

HAUTEUR ASSISE/REPOSE PIED	ANGLE ASSISE DOSSIER	ANGLE ASSISE HORIZONTALE	HAUTEUR TOTALE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR TOTALE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
36-48	-10° / + 30°	-5° / + 25°	108-135	71	67	100 130	28 31



HERON ELECTRIQUE :
tous les avantages de la version hydraulique avec en plus :

- Réglage en hauteur électrique
- Bascule d'assise électrique

Attention : sur la héron électrique, le dossier reste hydraulique.



*HERON hydraulique
pack complet
réf 55918*






NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE DEPUIS 50 ANS pour vous accompagner dans votre projet

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site
relatifs à nos autres domaines d'interventions :

www.cree.fr

ou à consulter les livrets CREE

- Intégration Sensorielle et Salons d'apaisement
- Aménagement des logements
- Collectivités et Rééducation
- Prévention des Escarres



• Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l'objectif premier est votre satisfaction.
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appelant le standard au : 04 72 24 08 99.

• Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d'utilisation du matériel pour le client :
Prêts de matériel, assistance aux démonstrations et essai de produits, aide à l'élaboration de cahiers des charges en équipement domotique et sanitaire, mises en service, SAV... sont autant de compétences maîtrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

Service Accueil

cree@cree.fr
04 72 24 08 99

Devis

Nathalie MAYAUD
n.mayaud@cree.fr
04 72 24 19 81

Commandes

David GINESTE
commandes@cree.fr
04 72 49 30 51

Livraisons

Ludovic DUBOS
l.dubos@cree.fr
04 72 24 11 75

SAV

Youssef CHERID
sav@cree.fr
Ligne d'assistance
technique :

0 899 493 251 Service 0,60 €/min
+ prix appel