



# Flamingo

Code LPPR 1269336 + 1279027 + 1201114\* - Code ISO 093303

Autre Code LPPR possible 1245407 + 1216481 (<16ans)\*

Réf. Voir tableau

Siège modulable pour la toilette, la douche et le bain.

**Flamingo est un siège sur base roulante, pouvant être utilisé au dessus d'une cuvette de WC, dans la douche, ou dans la baignoire.**

On peut aussi retirer le siège de sa base et le monter directement sur une cuvette de WC, ou le poser dans une baignoire (en ajoutant des ventouses) pour le bain.

Il convient à des enfants de 2 à 13 ans. Flamingo offre un design ergonomique et esthétique. Son châssis pliable facilite transport et rangement. Ses nombreux réglages et accessoires de maintien sont confortables et sécurisants pour l'enfant.

Flamingo est livré en standard avec :

- 1 coussin interne en mousse PU, 100% imperméable ;
- 2 repose-pieds séparés réglables en hauteur et rotation externe ;
- 1 déflecteur d'urine ;
- 4 roulettes blocables ;
- 1 barre de distance pour un meilleur encastrement sur la cuvette du WC.

N.B : Il est possible de commander le siège avec son coussin interne et son déflecteur d'urine sans base roulante.



Existe en version High-Low  
Hauteur châssis et bascule d'assise réglables par vérin

## REFERENCES

TAILLES	RÉF.
Flamingo Taille 1 Bleu	55801
Flamingo Taille 2 Bleu	55802
Flamingo avec renfort de dossier Taille 3 Bleu	55033-1
Flamingo avec renfort de dossier Taille 4 Bleu	55034-1

## CARACTÉRISTIQUES

- Réglage du siège en hauteur qui facilite le travail de la personne assurant la toilette ;
- Inclinaison de l'assise et du dossier qui améliore le confort et le bon positionnement de l'enfant ;
- Repose-pied réglable, garantissant une bonne position et un bon maintien ;
- Siège en plastique blanc ;
- Coussin interne 100% imperméable, couleur gris clair ;
- Châssis en aluminium ;
- Roues 7,5 cm ;
- Déflecteur d'urine amovible.

### Coloris



NOUVEAU revêtement BLEU

## Les produit

- ✓ **Très polyvalent.** Peut aussi s'utiliser comme une chaise de jeux ou de travail de manière ponctuelle (vacances) ;
- ✓ **Nombreux accessoires de positionnement** pour un maintien personnalisé ;
- ✓ **Facilement pliable** lors du transport.




Dimensions en cm

	RÉF.	AGE APPROXIMATIF USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	LARGEUR DOSSIER	LARGEUR DOSSIER (AVEC CALES LATÉRALES)	HAUTEUR ASSISE/REPOSE PIED
Taille 1	55801	2/5 ans	25	24	50-60	36	19,5	30	18-28
Taille 2	55802	5/8 ans	28	29	50-60	38	22	32	25-35
Taille 3 + renf. doss.	55033-1	8/11 ans	32	34	50-60	41	26	38	30-40
Taille 4 + renf. doss.	55034-1	10/14 ans	34	40	50-60	47	28	40	30-40

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et sont fonction des besoins de l'enfant

## Aménagement des logements 2020

ACCESSOIRES	RÉF.
<b>Appui-tête fixation standard</b> voir schéma <b>A</b>	
• T 1 - T 2	55350
• T 3 - T 4	55355
<b>Appui-tête fixation multiréglable</b> voir schéma <b>B</b>	
• T 1 - T 2	55358
• T 3 - T 4	55359
<b>Appui-tête fixation col de cygne</b> <b>C</b>	
• T 1 - T 2	55356
• T 3 - T 4	55357
<b>Extension de dossier (ajouter fixation)</b>	
• T 1 / T 2	55600
• T 3 / T 4	55601
<b>Fixation extension dossier</b>	
• T U	55603
<b>Cales latérales de dossier capitonnées *</b>	
• T 1 / T 2 / T 3	55336 / 55337 / 55338
• T 4	55339
<b>Cales latérales enveloppantes escamotables *</b>	
• T 1 - T 2	55334
• T 3 - T 4	55335
<b>Poignée de poussée</b>	
• T U	05519
<b>Tablette/repose-bras **</b>	
• T 1 / T 2 / T 3	55341 / 55342 / 55343
• T 4	55344
<b>Harnais de maintien en H</b>	
• T U	05557
<b>Harnais gilet croisé (filet)</b>	
• T 1 / T 2 / T 3	05525 / 05526 / 05527
• T 4	05528
<b>Gilet de maintien (filet)</b>	
• T 1 / T 2 / T 3	05529 / 05539 / 05549
• T 4	05554
<b>Insert siège (Hauteur insert et ø insert)</b>	
• T 1 (H 10 cm et ø 13,5 cm)	55330
• T 2 (H 12,5 cm et ø 18 cm)	55331
• T 3 (H 15 cm et ø 23,5 cm)	55332
• T 4 (H 15 cm et ø 28,5 cm)	55333
<b>Ceinture de sécurité</b>	
• T 1 - T 2	05560
• T 3 - T 4	05561
<b>Support de mollet</b>	
• T U	05502
<b>Coque Flamingo sans base roulante</b>	
• T 1 / T 2 / T 3	05500-1 / 05501-1 / 05503-1
• T 4	05504-1
<b>Pot</b>	
• T 1 / T 2 / T 3	05510 / 05511 / 05512
• T 4	05513
<b>Fixations pour cuvette WC</b> (permet d'installer la coque Flamingo sur une cuvette WC ordinaire)	
• T 1 / T 2 / T 3	05505 / 05506 / 05507
• T 4	05508
<b>Jeu de pieds-ventouse</b>	
• T U	05509
<b>Revêtement assise réduite</b>	
• T 2 / T 3 / T 4	55092 / 55093 / 55094



Flamingo plié


## ACCESSOIRES POUR FLAMINGO



\* les 2 cales latérales sont incompatibles entre elles.

\*\* peut être escamotée de chaque côté pour faciliter l'installation et le retrait de l'enfant.

## Schémas



ANGLE ASSISE DOSSIER	ANGLE ASSISE HORIZONTALE	HAUTEUR TOTALE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR TOTALE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
- 90° / + 25°	-15° / + 35°	86	66	44	35	11
- 90° / + 25°	-15° / + 35°	89	66	46	50	13
- 90° / + 25°	-15° / + 35°	93	69	50	60	14
- 90° / + 25°	-15° / + 35°	95	69	54	70	15