

.....CUILLÈRES ANTI-TREMBLEMENTS.....



Ces cuillères motorisées sont spécialement conçues pour lutter contre les tremblements liés aux troubles parkinsoniens. Elles permettent de compenser ces tremblements sur **une amplitude verticale et horizontale de 7 cm.**

BRAVO-TWIST®

réf : BT11



Fonction rotative de la fourchette


Enregistrement des données :

- Fréquence & amplitude des tremblements



BRAVO-CLASSIC®

réf : BT2




Envie de réaliser un essai gratuit ? Contactez nous !

www.cree.fr

Les cuillères comprennent :



Étui de transport léger (157g)



Deux embouts magnétiques

Caractéristiques:

- ✓ Poids : Bravo Twist 155 g / Bravo Classic 141g
- ✓ Dragonne anti-chute
- ✓ Facilement transportable
- ✓ Jusqu'à 9 repas sans recharger la batterie