

turn **all**® system

Système de retournement
latéral automatisé



Avec Turn All[®]
inclinez vous dans
la bonne direction



- Système de positionnement latéral automatique 0-30° pour la prévention ou le traitement des escarres
- Soulagement complet de la pression / prévention des plaies de pression / escarres / traitement des plaies ou escarres existants
- Peut être intégré dans n'importe quel lit avec matelas amovible
- Gain de temps, se traduit par plus de temps de soins disponible pour le patient
- Confortable et n'interrompt pas le sommeil normal
- Système de soutien latéral : un soulèvement du matelas de 5°, à l'opposé du côté de levage principal, apporte un soutien et une assurance tout en diminuant le risque de cisaillement.

Le système Turn All® transforme un lit standard en un lit à retournement latéral automatisé

Le nouveau système de rotation latérale Turn All® est développé pour les environnements aigus et communautaires.

Le système est conçu pour se substituer aux cliniciens et aux soignants dans le retournement régulier des patients immobiles, qui sont à risque de développer des escarres ainsi que pour ceux qui ont des escarres existantes.

Efficacité clinique

Les directives de pratique en clinique recommandent un repositionnement régulier toutes les deux heures pour les patients à mobilité réduite (recommandations du NICE 2015).

Les lignes directrices internationales 2019 sur les escarres (EPUAP, NPIAP, PPPIA) recommandent l'utilisation de la position couchée latérale à 30°.

Facile à utiliser


- Facile à installer et à utiliser
 - Bouton de commande marche/arrêt"
 - Cycles de retournement 30/60/90minutes (selon modèles)
 - Réglage de l'heure pour sélectionner la durée pendant laquelle le retournement latéral automatisé est requis
 - Fonction RCP pour un dégonflage rapide
- Le système émet une alarme sonore en cas de coupure de courant.



TRES COMPACT :
Sac de transport inclus
dimensions : 44 x 44 x 27 cm

Le système Turn All® offre plus de temps pour les soins





S'adapte à tous les lits

Convient à tout lit standard où il est placé sous le matelas existant.

Peut être utilisé avec tous les matelas mousse et tous types de lits médicaux (dont articulés).



TRES SIMPLE A UTILISER

Inclinaison cohérente et contrôlée

Le système fait automatiquement tourner le patient pour réduire doucement et silencieusement le besoin d'intervention et de manipulation manuelle de la part des soignants.

Système de soutien latéral

Le système de retournement Turn All® est équipé d'un système de support pour le côté opposé au levage principal.

Le système de support élimine la sensation de glissement depuis le côté de levage principal et réduit le risque de cisaillement.



Avantages du système Turn All®

- Décompression complète
- Prévention des escarres / ulcères
- Traitement des escarres /ulcères
- Confortable et n'interrompt pas le sommeil normal
- Silencieux
- Modèle bariatrique (400 kg). Les patients peuvent être tournés avec précaution et facilement, prévenant ainsi l'apparition de T.M.S. chez le personnel
- Positionnement en douceur même pour les patients douloureux
- Le gain de temps se traduit par plus de temps de soins disponible pour le patient
- Un léger soulèvement de 5° du matelas, à l'opposé du côté de levage principal, apporte soutien et réassurance et diminue le risque de cisaillement
- Amélioration du microclimat et de la circulation sanguine
- Simple, fiable, réutilisable, compact
- Peut être intégré dans n'importe quel lit de soins avec matelas amovible
- Fournit un soutien constant, de la tête aux pieds
- Les exigences de manutention sont réduites.



Matériel disponible en location
Contactez nous !

Références

Nom du produit	Taille en cm	Poids max	Référence	Application
Turn All 1 Cycle avec housse et partie inférieure en TPU	85 x 200	225 kg	LV0112	Système Turn All® - TPU 1C multi-patients Ensemble de 1 matelas élévateur Turn All® monté dans la housse Turn All® et 1 pompe, 1 cycle 90/90 minutes
Turn All 3 Cycles avec housse et partie inférieure en TPU	85 x 200	225 kg	LV0128	Système Turn All® - TPU 3C multi-patients Ensemble de 1 matelas élévateur Turn All® monté dans la housse Turn All® et 1 pompe, 3 cycles 30/30, 60/60, 90/90 minutes

Bariatrique

Turn All 3 Cycles Bariatrique avec housse et partie inférieure en TPU	110 x 200	400 kg	LV0098	Système Turn All® - TPU 3C multi-patients Ensemble de 1 matelas élévateur Turn All® monté dans la housse Turn All® et 1 pompe, 3 cycles 30/30, 60/60, 90/90 minutes
-----------------------------------------------------------------------	-----------	--------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CE

Déclaration de Conformité (CE)

Les produits sont conçus et fabriqués conformément à la documentation technique et aux exigences légales.

Turn All® est un dispositif médical actif selon :
Réglementation de l'UE MDR (UE) 2017/745, Dispositifs médicaux - Classe 1.
Contrôlé par
Agence danoise des médicaments
21/01/2021

Production

EN ISO 9001: 2015 QMC
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC



Informations et distribution :

CREE SAS
Avenue de Champlevert - Z.I. du Recou
69520 GRIGNY

cree@cree.fr - 04 72 24 08 99

www.cree.fr